



## 营养琼脂（NA）接触皿产品说明

### 【基本信息】

产品名称	营养琼脂（NA）接触皿
产品货号	KM0081
产品规格	90mm 10皿/包
包装形式	三层包装
产品用途	用于环境、器皿、设备和表面的无菌检测
储存条件	2-25℃、避光保存
产品有效期	6个月

### 【使用方法】

拆开包装即可使用

### 【质量控制】

	质控菌株及编号	接菌量 (cfu)	生长情况	菌落特征
微生物灵敏度检测	金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003	/	良好	有黄色色素
	枯草芽孢杆菌 CMCC(B)63501	/	良好	白色不规则菌落
	铜绿假单胞菌 CMCC(B)10104	/	良好	有绿色色素
	大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102	/	良好	无色透明菌落
	乙型副伤寒沙门氏 CMCC(B)50094	/	良好	无色透明菌落
	备注：30~35℃培养 18~24 h			

### 【注意事项】

- 使用前查看，产品包装是否完整。若出现漏气、污染，请勿传入洁净区内。
- 3、在超净工作台中打开包装后，发现平皿内培养基表面有冷凝水，将平皿打开，将冷凝水倒入洁净器皿中。
- 4、使用后的培养基应在 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。
- 5、质检报告可以登录凯恒生物网站 <http://www.kinghunt.cn> 下载,或随货纸质复印件。
- 6、本品不得用于临床检测。

**更多产品信息与订购请联系我们！**

地址：江苏省南通市兴福路 29 号

电话：0513-85596088

邮箱：[info@kinghunt.cn](mailto:info@kinghunt.cn)

官网：[www.kinghunt.cn](http://www.kinghunt.cn)



南通凯恒生物微信公众号