

伊红美蓝琼脂（EMB）产品说明

【基本信息】

基本信息	
产品名称	伊红美蓝琼脂（EMB）
产品货号	K0188
产品规格	250g
灭菌方式	湿热灭菌
产品用途	弱选择性培养基，用于食品微生物检验中分离肠道致病菌，特别是大肠杆菌。
储存条件	常温、密封、干燥、避光处
产品有效期	3年

【使用方法】

称取本品 37.4g，置于 1L 蒸馏水中。加热搅拌至完全溶解，121℃ 高压灭菌 15min，冷却至 55℃ 时，倾注平皿，备用。

【质量控制】

	质控菌株及编号	接菌量 (cfu)	生长情况	菌落特征
微生物灵敏度检测	大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102	10-100	良好	紫黑色带金属光泽
	金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003	100-1000	抑制	/
	乙型副伤寒沙门氏菌 CMCC(B)50094	10-100	良好	无色半透明菌落
	备注：36℃±1℃ 培养 18-24h			

【注意事项】

- 1、称取培养基时，请做好必要的防护措施，以免引起身体不适。
- 2、培养基应置于避光、干燥处保存，使用后应立即旋紧瓶盖，以免吸潮结块。
- 3、使用后的培养基应在 121℃ 下高压灭菌 30 分钟后处理。
- 4、产品质检报告可以登录凯恒生物官方网站 <http://www.kinghunt.cn> 下载或随货纸质复印件。
- 5、本品不得用于临床检测。



南通凯恒生物科技发展有限公司

更多产品信息与订购请联系我们!

地址: 江苏省南通市兴福路 29 号

电话: 0513-85596088

邮箱: info@kinghunt.cn

官网: www.kinghunt.cn



南通凯恒生物微信公众号