

志贺氏菌增菌肉汤基础产品说明

【基本信息】

基本信息	
产品名称	志贺氏菌增菌肉汤基础
产品货号	K0256
产品规格	250g
灭菌方式	湿热灭菌
产品用途	用于食品检验中志贺氏菌选择性增菌
储存条件	常温、密封、干燥、避光处
产品有效期	3年

【使用方法】

称取本品 31.5g, 置于 1L 蒸馏水中。加热搅拌至完全溶解, 分装三角烧瓶, 每瓶 225ml, 121℃ 高压灭菌 15min, 冷却至 50-55℃ 每 225ml 培养基中加入 1 支无菌新生霉素溶液 (0.5 μg/ml), 混匀, 备用。

【质量控制】

质控菌株及编号	接菌量 (cfu)	生长状况	质控结果
福氏志贺氏菌 CMCC(B)51572 金黄色葡萄球菌 ATCC6538	10-100 1000-5000	在 XLD 上 > 10CFU	无色半透明菌落, 黑色中心
金黄色葡萄球菌 ATCC6538	1000-5000	在 TSA 上 < 100CFU	/
备注: 1、41.5±0.5℃ 厌氧培养 16-20 h; 2、TSA 为计数培养基;			

【注意事项】

- 1、称取培养基时, 请做好必要的防护措施, 以免引起身体不适。
- 2、培养基应置于避光、干燥处保存, 使用后应立即旋紧瓶盖, 以免吸潮结块。
- 3、使用后的培养基应在 121℃ 下高压灭菌 30 分钟后处理。
- 4、产品质检报告可以登录凯恒生物官方网站 <http://www.kinghunt.cn> 下载或随货纸质复印件。
- 5、本品不得用于临床检测。



南通凯恒生物科技发展有限公司

更多产品信息与订购请联系我们!

地址: 江苏省南通市兴福路 29 号

电话: 0513-85596088

邮箱: info@kinghunt.cn

官网: www.kinghunt.cn



南通凯恒生物微信公众号