

PALCAM 培养基基础产品说明

【基本信息】

基本信息	
产品名称	PALCAM 培养基基础
产品货号	K0319
产品规格	250g
灭菌方式	湿热灭菌
产品用途	用于单增李斯特氏菌的选择性分离
储存条件	常温、密封、干燥、避光处
产品有效期	3 年

【使用方法】

称取本品 71.9g, 加热搅拌溶解于 1 蒸馏水中, 分装三角瓶, 每瓶 200ml, 121℃ 高压灭菌 15min, 冷至 50° ℃ 左右时, 加入 1 套 PALCAM 琼脂添加剂 (添加剂 1 和添加剂 2), 混匀倾入无菌平皿。

【质量控制】

微生物灵敏度检测	质控菌株及编号	接菌量 (cfu)	回收率 (%)	菌落特征/生化反应
	单增李斯特氏菌 ATCC19115	20-200	≥50	灰绿色菌落, 中心凹陷黑色, 周围有黑色
	大肠埃希菌 ATCC25922	/	G≤1	抑制
	粪肠球菌 ATCC29212	/	G≤1	抑制
	备注: 36±1℃ 培养 24-48h。			

【注意事项】

- 1、称取培养基时, 请做好必要的防护措施, 以免引起身体不适。
- 2、培养基应置于避光、干燥处保存, 使用后应立即旋紧瓶盖, 以免吸潮结块。
- 3、使用后的培养基应在 121℃ 下高压灭菌 30 分钟后处理。
- 4、产品质检报告可以登录凯恒生物官方网站 <http://www.kinghunt.cn> 下载或随货纸质复印件。
- 5、本品不得用于临床检测。



南通凯恒生物科技发展有限公司

更多产品信息与订购请联系我们!

地址: 江苏省南通市兴福路 29 号

电话: 0513-85596088

邮箱: info@kinghunt.cn

官网: www.kinghunt.cn



南通凯恒生物微信公众号