

MH 琼脂培养基 (MHA) 产品说明

【基本信息】

基本信息	
产品名称	MH 琼脂培养基 (MHA)
产品货号	K0554
产品规格	250g
灭菌方式	湿热灭菌
产品用途	用于微生物药敏试验
储存条件	常温、密封、干燥、避光处
产品有效期	3 年

【使用方法】

称取本品 38.0g，置于 1L 蒸馏水中。加热搅拌至完全溶解，分装，121℃ 高压灭菌 15min，冷却至 50℃，倾注平皿，备用。

【质量控制】

	质控菌株及编号	接菌量 (cfu)	生长情况	菌落特征/生化反应
微生物灵敏度检测	金黄色葡萄球菌 ATCC25923	10-100	良好	黄色菌落
	铜绿假单胞菌 ATCC27853	10-100	良好	有绿色素
	大肠埃希菌 ATCC25922	10-100	良好	透明菌落
	枯草芽孢杆菌 ATCC6633	10-100	良好	不规则菌落
	备注：35~37℃ 培养 18~20h。			

【注意事项】

- 1、称取培养基时，请做好必要的防护措施，以免引起身体不适。
- 2、培养基应置于避光、干燥处保存，使用后应立即旋紧瓶盖，以免吸潮结块。
- 3、使用后的培养基应在 121℃ 下高压灭菌 30 分钟后处理。
- 4、产品质检报告可以登录凯恒生物官方网站 <http://www.kinghunt.cn> 下载或随货纸质复印件。
- 5、本品不得用于临床检测。

更多产品信息与订购请联系我们!

地址: 江苏省南通市兴福路 29 号

电话: **0513-85596088**

邮箱: info@kinghunt.cn

官网: www.kinghunt.cn



南通凯恒生物微信公众号