

## 巧克力平板产品说明

## 【基本信息】

基本信息	
产品名称	巧克力平板
产品货号	KM0039
产品规格	90mm 10皿/包
灭菌方式	湿热灭菌
产品用途	用于分离培养病原性奈瑟氏菌和嗜血杆菌属等细菌备
储存条件	2-8℃、避光保存
产品有效期	3个月

## 【使用方法】

拆开包装即可使用

## 【质量控制】

微生物灵敏度检测	质控菌株及编号	接菌量 (cfu)	生长情况	菌落特征
	流感嗜血杆菌 CMCC(B)58528	/	良好	灰白色菌落
	脑膜炎奈瑟菌 CMCC(B)29001	/	良好	灰白色菌落
	备注：37℃含 5%-10%CO <sub>2</sub> 厌氧培养 24h。			

## 【注意事项】

1. 使用前查看，产品包装是否完整。若出现漏气、污染，请勿传入洁净区内。
3. 在超净工作台中打开包装后，发现平皿内培养基表面有冷凝水，将平皿打开，将冷凝水倒入洁净器皿中。
4. 使用后的培养基应在 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。
5. 质检报告可以登录凯恒生物网站 <http://www.kinghunt.cn> 下载,或随货纸质复印件。
6. 本品不得用于临床检测。

## 更多产品信息与订购请联系我们!

地址: 江苏省南通市兴福路 29 号

电话: **0513-85596088**

邮箱: **[info@kinghunt.cn](mailto:info@kinghunt.cn)**

官网: **[www.kinghunt.cn](http://www.kinghunt.cn)**



南通凯恒生物微信公众号