

## 综合马铃薯液体培养基产品说明

### 【基本信息】

基本信息	
产品名称	综合马铃薯液体培养基
产品货号	K0793
产品规格	250g
灭菌方式	湿热灭菌
产品用途	用于真菌的增菌培养。
储存条件	常温、密封、干燥、避光处
产品有效期	3年

### 【使用方法】

称取本品 29.6g，置于 1L 蒸馏水中，加热煮沸至完全溶解，分装，121℃ 高压灭菌 15min 或 115℃ 高压灭菌 30min，备用。

### 【质量控制】

微生物灵敏度检测	质控菌株及编号	接菌量(cfu)	生长情况	菌落特征
	白色念珠菌 CMCC(F)98001	10-100	良好	浑浊
	酿酒酵母菌 ATCC9763	10-100	良好	浑浊
	黑曲霉 CMCC(F)98003	10-100	良好	有黑色菌丝
	备注：25-28℃ 需氧培养 48-96h			

### 【注意事项】

- 1、称取培养基时，请做好必要的防护措施，以免引起身体不适。
- 2、培养基应置于避光、干燥处保存，使用后应立即旋紧瓶盖，以免吸潮结块。
- 3、使用后的培养基应在 121℃ 下高压灭菌 30 分钟后处理。
- 4、产品质检报告可以登录凯恒生物官方网站 <http://www.kinghunt.cn> 下载或随货纸质复印件。
- 5、本品不得用于临床检测。

## 更多产品信息与订购请联系我们!

地址: 江苏省南通市兴福路 29 号

电话: **0513-85596088**

邮箱: [info@kinghunt.cn](mailto:info@kinghunt.cn)

官网: [www.kinghunt.cn](http://www.kinghunt.cn)



南通凯恒生物微信公众号