

## 综合马铃薯培养基（综合 PDA）产品说明

### 【基本信息】

基本信息	
产品名称	综合马铃薯培养基（综合 PDA）
产品货号	K0794
产品规格	250g
灭菌方式	湿热灭菌
产品用途	用于真菌的分离培养。
储存条件	常温、密封、干燥、避光处
产品有效期	3 年

### 【使用方法】

称取本品 49.6g，置于 1L 蒸馏水或去离子水中，加热煮沸至完全溶解，分装，121℃ 高压灭菌 15min 或 115℃ 高压灭菌 30min，灭菌结束后请摇匀，以防琼脂沉积于器皿底部而凝固，备用。

### 【质量控制】

微生物灵敏度检测	质控菌株及编号	接菌量 (cfu)	回收率 (%)	菌落特征/生化反应
	白色念珠菌 CMCC(F)98001	10-100	≥70	白色凸起菌落
	酿酒酵母菌 ATCC9763	10-100	≥70	白色凸起菌落
	黑曲霉 CMCC(F)98003	10-100	≥70	见黑色孢子
备注：25-28℃ 需氧培养 48-96h				

### 【注意事项】

- 1、称取培养基时，请做好必要的防护措施，以免引起身体不适。
- 2、培养基应置于避光、干燥处保存，使用后应立即旋紧瓶盖，以免吸潮结块。
- 3、使用后的培养基应在 121℃ 下高压灭菌 30 分钟后处理。
- 4、产品质检报告可以登录凯恒生物官方网站 <http://www.kinghunt.cn> 下载或随货纸质复印件。
- 5、本品不得用于临床检测。



南通凯恒生物科技发展有限公司

更多产品信息与订购请联系我们!

地址: 江苏省南通市兴福路 29 号

电话: 0513-85596088

邮箱: [info@kinghunt.cn](mailto:info@kinghunt.cn)

官网: [www.kinghunt.cn](http://www.kinghunt.cn)



南通凯恒生物微信公众号