

抗生素检定培养基 6 号（pH7.8-8.0）

Antibiotic Agar No.6（7.8-8.0）

用于粘菌素等的效价测定。

货号：K0080-2-250g



1、适用范围

应用	类别
抗生素测定	通用

2、原理和用途

胨、酵母浸粉和牛肉浸粉是氮源，提供生长所必需的维生素、矿物质和氨基酸；磷酸盐作为缓冲剂；氯化钠用来维持均衡的渗透压；葡萄糖是碳源；琼脂是固化剂。

用作抗生素微生物测定的基础培养基。

3、配方（g/L）

胨	8.0g
酵母浸粉	5.0g
磷酸氢二钾	3.3g
磷酸二氢钾	1.0g
牛肉浸粉	3.0g
氯化钠	45.0g
葡萄糖	2.5g
琼脂	13.0g
最终 pH 值（25℃）	7.8-8.0

4、配制方法

称取本品 80.8g，置于 1L 纯化水中。加热搅拌至完全溶解，115℃高压灭菌 30min，备用。

5、质量控制

测试项目	标准指标
外观	粉末状
干粉颜色	淡黄色
制备好培养基颜色	淡黄色透明固体
最终 pH 值（25℃）	7.8-8.0

6、微生物测试

根据《中国药典》检测：大肠埃希氏菌。

质控菌株及编号	生长情况/菌落特征
大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102	生长良好，无色菌落

接种条件：50-100 CFU；

培养条件：36±1℃/16-18h。

7、储存条件

常温，密封，存放于阴凉干燥处；保质期三年。

8、参考标准

《中国药典》

9、注意事项

称取培养基时，请做好必要的防护措施，以免引起身体不适。

培养基应置于避光、干燥处保存，使用后应立即旋紧瓶盖，以免吸潮结块。

使用后的培养基应在 121℃ 下高压灭菌 30 分钟后处理。

产品质检报告可以登录凯恒生物官方网站 <http://www.kinghunt.cn> 下载或随货纸质复印件。

本品不得用于临床检测。

更多产品信息与订购请联系我们！

地址：江苏省南通市兴福路 29 号

电话：0513-85596088

邮箱：info@kinghunt.cn

官网：www.kinghunt.cn



南通凯恒生物微信公众号