

PRODUCT MANUAL

凯恒生物产品手册

药典微生物检测产品系列（2025版）



版本号 **2026.06**

南通凯恒生物科技发展有限公司

ISO 本企业通过如下认证 >>>> **SINCE 2014**

通过 ISO9001
国际质量管理体系认证

通过 ISO13485
医疗器械质量管理体系认证

通过 ISO17025
检测和校准实验室能力的通用要求

目录

Contents

01 2025版药典微生物检测用培养基

- 01 1.1 无菌检查法（通则1101）
- 06 1.2 非无菌产品微生物限度检查（通则1105、通则1106）
- 15 1.3 中药饮片微生物限度检查法（通则1108）
- 22 1.4 洋葱伯克霍尔德菌群检查法（通则1109）
- 26 1.5 抑菌效力检查法（通则1121）
- 30 1.6 抗生素微生物检定法（通则1201）
- 34 1.7 细菌生化反应培养基（通则3605）
- 36 1.8 洁净室（区）环境监测及无菌模拟灌装
- 38 1.9 微生态活菌制品杂菌检查法（中国药典第三部 总论）

02 2015版化妆品检测用培养基

- 44 2.1 供检样品制备
- 45 2.2 菌落总数
- 46 2.3 耐热大肠菌群
- 46 2.4 铜绿假单胞菌
- 48 2.5 金黄色葡萄球菌
- 49 2.6 霉菌和酵母菌

03 冻干菌株及保存管

- 49 3.1 冻干定性菌株（二代）
- 50 3.2 冻干定量菌株（三代）
- 51 菌种保存管（无菌）

04 培养基原料

- 52 4.1 生化原料
- 53 4.2 工业发酵原料

05 微生物检测用试剂耗材仪器

- 54 5.1 实验室检测用耗材
- 55 5.2 实验室小型仪器设备
- 59 5.3 全自动培养基分装系统

06 微生物技术服务

- 61 6.1 微生物检测方法学建立
- 61 6.2 样品微生物学确证实验
- 61 6.3 微生物快速鉴定（MALDI-TOF MS法）
- 62 6.4 检测人员实操培训
- 62 6.5 洁净区的设计与造价咨询

07 专业仪器设备

- 63 环境监测设备
- 光谱系列
- 质谱系列
- 色谱系列

企业介绍

Company Introduction

南通凯恒生物成立于2014年10月，坐落于“据江海之会、扼南北之喉”的海滨城市、被誉为中国近代第一城的江苏省南通市，是一家生命科学领域集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，自成立以来相继获得国家高新技术企业、国家科技型中小企业、江苏瞪羚企业、南通市企业工程技术研究中心等荣誉资质。

公司拥有雄厚的研发实力和先进的现代化管理体系，与国内专业科研单位和监管检测机构密切合作，拥有专业的微生物试剂中试平台1500平方米、规模化洁净级标准厂房8000多平方米，藉此打造出高品质的生化原料和培养基相关系列产品。主营业务是微生物培养基、培养基原料、工业发酵原料、精密仪器、检测技术服务等，涉及制药、医疗、食品、化妆品、化工、农业等多个行业。公司立志成为微生物行业的“专精特新”小巨人，长期目标是打造微生物检测整体解决方案的世界领导品牌。



2014⁺
成立时间



10000⁺
客户数量



1500⁺_{m²}
中试平台



8000⁺_{m²}
生产车间



40⁺
技术工程师

凯恒荣誉 ENTERPRISE HONOR



一、2025版药典微生物检测用培养基

1.1 无菌检查法（通则1101）

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
硫乙醇酸盐流体培养基（FTM）Fluid Thioglycollate Medium 用于药品、生物制品无菌试验，检测好氧菌和厌氧菌				
 K0001	硫乙醇酸盐流体培养基（FTM）	250g	用于药品、生物制品无菌试验 检测好氧菌和厌氧菌	130
 K0001-2	硫乙醇酸盐流体培养基（FTM）	500g	用于药品、生物制品无菌试验 检测好氧菌和厌氧菌	260
 KM0263-1	硫乙醇酸盐流体培养基（FTM）<管>	10ml	螺口、玻璃试管、高温高压灭菌 起订量10支倍数	9
 KM0263	硫乙醇酸盐流体培养基（FTM）<管>	15ml	螺口、玻璃试管、高温高压灭菌 起订量10支倍数	10
 KM0093-3	硫乙醇酸盐流体培养基（FTM）<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	15
 KM0093-6	硫乙醇酸盐流体培养基（FTM）<瓶>	300ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	24
 KM0093-4	硫乙醇酸盐流体培养基（FTM）<瓶>	500ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	25
 KM0093-8	0.5%聚山梨酯80- 硫乙醇酸盐流体培养基（FTM）<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	20
 KM0093-7	0.5%聚山梨酯80- 硫乙醇酸盐流体培养基（FTM）<瓶>	500ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	30
胰酪大豆胨液体培养基（TSB）Tryptose Soya Broth 用于药品、生物制品中需氧菌和真菌的培养，也用于一般细菌增菌的通用培养基				
 K0004	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）	250g	用于药品、生物制品中需氧菌和真菌的培养 也用于一般细菌增菌的通用培养基	120
 K0004-2	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）	500g	用于药品、生物制品中需氧菌和真菌的培养 也用于一般细菌增菌的通用培养基	240
 K0004-6	胰酪大豆胨液体培养基（TSB） （无菌）	500g	用于一般细菌增菌的通用培养基及模拟预灌装验证	350
 K0715	胰酪大豆胨液体培养基（TSB） （无动物源）	250g	用于药品、生物制品中需氧菌和真菌的培养	180
 KMG008-1	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<管>	5ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	6
 KMG008	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
 KM0095	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<管>	15ml	螺口试管、高温高压灭菌，起订量10支倍数	9
 KM0114	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	15
 KM0094-3	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	18
 KM0094-4	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<瓶>	250ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	20
 KM0094-6	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<瓶>	300ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	22
 KM0094	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<瓶>	400ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	25
 KM0094-1	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	25
 KM0094-7	0.5%聚山梨酯80- 胰酪大豆胨液体培养基<瓶>	500ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	30
 KML002	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	15
 KML002-2	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	20
 KML002-1	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	25
 KM0343	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<袋>	250ml	可立式均质袋，无菌灌装	23

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价 (元)
 KM0094-5	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <袋>	500ml	可立式均质袋, 无菌灌装	25
 KM0317-1	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) (含拭子)	5ml、内置拭子	塑料采样管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	6
 KM0317-2	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) (含拭子)	5ml、外置拭子	塑料采样管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	10

胰酪大豆胨琼脂培养基 (TSA) Tryptose Soya Agar

用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测

 K0005	胰酪大豆胨琼脂培养基 (TSA)	250g	用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测	125
 K0005-2	胰酪大豆胨琼脂培养基 (TSA)	500g	用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测	250
 K0057	胰酪大豆胨琼脂培养基 (TSA)	250g (低凝固温度)	用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测	130
 K0057-1	胰酪大豆胨琼脂培养基 (TSA)	500g (低凝固温度)	用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测	260
 KMG107	胰酪大豆胨琼脂 (TSA) 斜面<管>	6ml	丁基胶塞、塑料管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	10
 KM0001	胰酪大豆胨琼脂 (TSA) 平皿	90mm、10皿/包	辐照灭菌	60
 KM0001-4	胰酪大豆胨琼脂 (TSA) 平皿 (内含转移袋)	90mm、10皿/包	辐照灭菌	60
 KM0001-10	胰酪大豆胨琼脂 (TSA) 平皿 (含卵磷脂/吐温80)	90mm、10皿/包	辐照灭菌	70
 KM0330	胰酪大豆胨琼脂(TSA)平皿 (大包装)	90mm、10皿/包、4包/袋	辐照灭菌	100
 KM0330-1	胰酪大豆胨琼脂 (TSA) 平皿 (大包装、内含转移袋)	90mm、10皿/包、4包/袋	辐照灭菌	120
 KM0083	胰酪大豆胨琼脂 (TSA) 接触皿	55mm、10皿/包	辐照灭菌	65
 KM0083-1	胰酪大豆胨琼脂 (TSA) 接触皿 (内含转移袋)	55mm、10皿/包	辐照灭菌	65
 KM0083-2	胰酪大豆胨琼脂 (TSA) 接触皿 (含卵磷脂-吐温80)	55mm、10皿/包	辐照灭菌	70
 KBF001	胰酪大豆胨琼脂培养基 (TSA) <袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋, 无菌灌装	22
 KBF001-1	胰酪大豆胨琼脂培养基 (TSA) <袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋, 无菌灌装	30

沙氏葡萄糖液体培养基 (SDB) Sabouraud Dextrose Broth

用于霉菌和酵母菌的增菌培养

 K0006	沙氏葡萄糖液体培养基 (SDB)	250g	用于霉菌和酵母菌的增菌培养	100
 KMG011	沙氏葡萄糖液体培养基 (SDB) <管>	10ml	丁基胶塞、塑料管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	8
 KM0115-1	沙氏葡萄糖液体培养基 (SDB) <瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶, 高温高压灭菌	15
 KM0115-5	沙氏葡萄糖液体培养基 (SDB) <瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶, 高温高压灭菌	18
 KM0115-4	沙氏葡萄糖液体培养基 (SDB) <瓶>	250ml	丁基胶塞、玻璃瓶, 高温高压灭菌	20
 KM0115-2	沙氏葡萄糖液体培养基 (SDB) <瓶>	400ml	丁基胶塞、塑料瓶, 无菌灌装	25
 KM0115-3	沙氏葡萄糖液体培养基 (SDB) <瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶, 无菌灌装	25
 KML004	沙氏葡萄糖液体培养基 (SDB) <瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶, 无菌灌装	15
 KML004-1	沙氏葡萄糖液体培养基 (SDB) <瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶, 无菌灌装	20

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
 KML004-2	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	25
 KM0344	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<袋>	200ml	均质袋，无菌灌装	20
 KM0345	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<袋>	225ml	均质袋，无菌灌装	22
 KM0346	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<袋>	250ml	均质袋，无菌灌装	23

沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA） Sabouraud Dextrose Agar
用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养

 K0007	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）	250g	用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养	110
 K0007-2	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）	500g	用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养	220
 K0051	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）250g（低凝固温度）	250g（低凝固温度）	用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养	120
 K0051-1	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）500g（低凝固温度）	500g（低凝固温度）	用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养	240
 K0664	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）（含氯霉素）	250g	用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养	120
 KMG125	沙氏葡萄糖琼脂（SDA）斜面<管>	6ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	12
 KM0391-1	沙氏葡萄糖琼脂（SDA）斜面<管>	10ml	平口试管、高温高压灭菌，起订量10支倍数	15
 KM0005	沙氏葡萄糖琼脂（SDA）平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	55
 KM0260	沙氏葡萄糖琼脂（SDA）平皿（含氯霉素）	90mm、10皿/包	无菌灌装	60
 KM0005-1	沙氏葡萄糖琼脂（SDA）平皿	70mm、10皿/包	无菌灌装	55
 KM0016	沙氏葡萄糖琼脂（SDA）接触皿	55mm、10皿/包	辐照灭菌	60
 KM0016-1	沙氏葡萄糖琼脂（SDA）接触皿（含氯霉素）	55mm、10皿/包	辐照灭菌	65
 KBF002	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）<袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	25
 KBF002-1	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）<袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	35

马铃薯葡萄糖琼脂培养基（PDA） Potato Dextrose Agar
用于药品、生物制品中真菌的培养

 K0008	马铃薯葡萄糖琼脂培养基（PDA）	250g	用于药品、生物制品中真菌的培养	160
 K0008-1	马铃薯葡萄糖琼脂培养基（PDA）250g（低凝固温度）	250g（低凝固温度）	用于药品、生物制品中真菌的培养	180
 K0008-2	马铃薯葡萄糖琼脂培养基（PDA）500g（低凝固温度）	500g（低凝固温度）	用于药品、生物制品中真菌的培养	360
 KMG119	马铃薯葡萄糖琼脂（PDA）斜面<管>	6ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
 KM0002	马铃薯葡萄糖琼脂（PDA）平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	60
 KM0085	马铃薯葡萄糖琼脂接触皿	55mm、10皿/包	无菌灌装	60
 KBF004	马铃薯葡萄糖琼脂培养基（PDA）<袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	20
 KBF004-1	马铃薯葡萄糖琼脂培养基（PDA）<袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	30

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价 (元)
----	------	----	---------	---------

0.5%葡萄糖肉汤培养基 0.5% Glucose Broth

用于硫酸链霉素等抗生素的无菌检验

	K0029-1	0.5%葡萄糖肉汤培养基	250g	用于硫酸链霉素等抗生素的无菌检查	75
	KMG009	0.5%葡萄糖肉汤培养基<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
	KM0274-1	0.5%葡萄糖肉汤培养基<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	15

0.1%蛋白胨水培养基 0.1% Peptone Water

用于药品、生物制品样品制备的稀释液或冲洗液

	K0002	0.1%蛋白胨水培养基	250g	用于药品、生物制品样品制备的稀释液或冲洗液	60
	K0002-1	0.1%蛋白胨水培养基	500g	用于药品、生物制品样品制备的稀释液或冲洗液	115
	KMG001	0.1%蛋白胨水培养基<管>	10ml、塑料管	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	9
	KM0113	0.1%蛋白胨水培养基<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	12
	KM0113-6	0.1%蛋白胨水培养基<袋>	225ml	可立式均质袋，无菌灌装	10
	KM0113-1	0.1%蛋白胨水培养基<瓶>	250ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	14
	KM0113-2	0.1%蛋白胨水培养基<瓶>	300ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	16
	KM0113-4	0.1%蛋白胨水培养基<瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	20
	KM0113-8	0.1%聚山梨酯80- 0.1%蛋白胨水培养基<瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	30
	KM0113-9	1%聚山梨酯80- 0.1%蛋白胨水培养基<瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	35
	KML018	0.1%蛋白胨水培养基<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	12
	KML018-1	0.1%蛋白胨水培养基<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	16
	KML018-2	0.1%蛋白胨水培养基<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	20

pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液 pH7.0 Sodium Chloride-Peptone Buffer

用于药品、生物制品样品制备的稀释液或缓冲液

	K0003	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液	250g	用于药品、生物制品样品制备的稀释液或缓冲液	80
	K0003-3	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液	500g	用于药品、生物制品样品制备的稀释液或缓冲液	160
	KMG005	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<管>	9ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	6
	KM0091-7	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	13
	KM0091-6	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	17
	KM0091-1	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	225ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	18
	KM0091-5	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	250ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	18
	KM0091-11	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	300ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	20
	KM0091	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	400ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	22

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
 KM0091-3	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	25
 KM0091-4	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<袋>	250ml	可立式均质袋，无菌灌装	16
 KM0091-8	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<袋>	500ml	可立式均质袋，无菌灌装	25
 KM0461	pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液拭子	10ml、内置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
 KM0461-1	pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液拭子	10ml、外置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
 KM0121	0.05%聚山梨酯80- pH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	15
 KM0121-10	1%聚山梨酯80- pH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	55
 KM0121-11	3%聚山梨酯80- pH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	60
 KM0530	含1%吐温80和2%卵磷脂的 pH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	25
 KM0530-1	含0.5%吐温80和0.1%卵磷脂的 pH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	50
 KML001	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	13
 KML001-2	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	18
 KML001-3	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	20

 0.9%无菌氯化钠溶液 0.9% Sterile Sodium Chloride Solution
用于样品制备的稀释液或冲洗液

 KMG002-2	0.9%无菌氯化钠溶液<管>	5ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	6
 KMG002-1	0.9%无菌氯化钠溶液<管>	9ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	7
 KMG002	0.9%无菌氯化钠溶液<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	7
 KMG003-1	0.05%聚山梨酯80- 0.9%无菌氯化钠溶液<管>	9ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
 KMG003	0.05%聚山梨酯80- 0.9%无菌氯化钠溶液<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
 KM0112-1	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	90ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	12
 KM0112-6	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	12
 KM0112-8	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	14
 KM0112	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	225ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	14
 KM0112-7	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	250ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	14
 KM0112-3	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	20
 KML005	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	10
 KML005-1	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	15
 KML005-2	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	20
 KM0256	0.9%无菌氯化钠溶液<袋>	225ml	均质袋，无菌灌装	12
 KM0292	0.9%无菌氯化钠溶液<袋>	250ml	均质袋，无菌灌装	14

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价 (元)
 KM0292-1	0.9%无菌氯化钠溶液<袋>	500ml	均质袋，无菌灌装	18
 KM0319-1	0.9%无菌氯化钠溶液拭子	10ml、内置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
 KM0319-3	0.9%无菌氯化钠溶液拭子	10ml、外置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
 KM0404	无菌擦拭取样拭子 (TSB管+0.9%生理盐水管)	10ml*2支/套、 内置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	15
 KM0404-1	无菌擦拭取样拭子 (TSB管+0.9%生理盐水管)	10ml*2支/套、 外置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	16

▶▶ 1.2 非无菌产品微生物限度检查 (通则1105、通则1106) ◀◀

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价 (元)
 pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液 pH7.0 Sodium Chloride-Peptone Buffer 用于药品、生物制品样品制备的稀释液或缓冲液				
 K0003	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液	250g	用于药品、生物制品样品制备的稀释液或缓冲液	80
 K0003-3	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液	500g	用于药品、生物制品样品制备的稀释液或缓冲液	160
 KMG005	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<管>	9ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	6
 KM0091-7	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	13
 KM0091-6	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	17
 KM0091-1	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	225ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	18
 KM0091-5	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	250ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	18
 KM0091-11	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	300ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	20
 KM0091	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	400ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	22
 KM0091-3	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	25
 KM0091-4	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<袋>	250ml	可立式均质袋，无菌灌装	16
 KM0091-8	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<袋>	500ml	可立式均质袋，无菌灌装	25
 KM0461	pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液拭子	10ml、内置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
 KM0461-1	pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液拭子	10ml、外置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
 KM0121	0.05%聚山梨酯80- pH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	15
 KM0121-10	1%聚山梨酯80- pH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	55
 KM0121-11	3%聚山梨酯80- pH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	60
 KM0530	含1%吐温80和2%卵磷脂的 pH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	25
 KM0530-1	含0.5%吐温80和0.1%卵磷脂的 pH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	50
 KML001	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	13
KML001-2	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	18
KML001-3	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	20

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
pH6.8 磷酸盐缓冲液 pH6.8 Phosphate Buffer Solution 用于药品、生物制品样品的稀释液或缓冲液				
K0600	pH6.8 磷酸盐缓冲液	250g	用于药品、生物制品样品的稀释液或缓冲液	80
KM0409	pH6.8磷酸盐缓冲液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	10
KM0409-3	pH6.8磷酸盐缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶，辐照	15
KML006	pH6.8磷酸盐缓冲液<瓶>	150ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	10
KML006-1	pH6.8磷酸盐缓冲液<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	15
KML006-2	pH6.8磷酸盐缓冲液<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	20
pH7.2磷酸盐缓冲液 pH7.2 Phosphate Buffer Solution 用于药品、生物制品样品的稀释液或缓冲液				
K0601	pH7.2磷酸盐缓冲液	250g	用于药品、生物制品样品的稀释液或缓冲液	80
KM0157-2	pH7.2磷酸盐缓冲液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	10
KM0157-3	pH7.2磷酸盐缓冲液<瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	12
KM0157-4	pH7.2磷酸盐缓冲液<瓶>	250ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	13
KM0157-1	pH7.2磷酸盐缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶，辐照	15
KML007	pH7.2磷酸盐缓冲液<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	10
KML007-1	pH7.2磷酸盐缓冲液<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	15
KML007-2	pH7.2磷酸盐缓冲液<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	20
KM0157	pH7.2磷酸盐缓冲液<袋>	225ml	可立式均质袋，辐照	10
KM0157-5	pH7.2磷酸盐缓冲液<袋>	250ml	可立式均质袋，辐照	12
pH7.6磷酸盐缓冲液 pH7.6 Phosphate Buffer Solution 用于药品、生物制品样品的稀释液或缓冲液				
K0602	pH7.6磷酸盐缓冲液	250g	用于药品、生物制品样品的稀释液或缓冲液	80
KM0410	pH7.6磷酸盐缓冲液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	10
KM0410-1	pH7.6磷酸盐缓冲液<瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	12
KM0410-2	pH7.6磷酸盐缓冲液<瓶>	250ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	13
KM0410-3	pH7.6磷酸盐缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶，辐照	15
KML008	pH7.6磷酸盐缓冲液<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	10
KML008-1	pH7.6磷酸盐缓冲液<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	15
KML008-2	pH7.6磷酸盐缓冲液<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	20
KM0410-4	pH7.6磷酸盐缓冲液<袋>	225ml	均质袋，辐照	10
KM0410-5	pH7.6磷酸盐缓冲液<袋>	250ml	均质袋，辐照	12

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价 (元)
0.9%无菌氯化钠溶液 0.9% Sterile Sodium Chloride Solution 用于样品制备的稀释液或冲洗液				
 KMG002-2	0.9%无菌氯化钠溶液<管>	5ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	6
 KMG002-1	0.9%无菌氯化钠溶液<管>	9ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	7
 KMG002	0.9%无菌氯化钠溶液<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	7
 KMG003-1	0.05%聚山梨酯80- 0.9%无菌氯化钠溶液<管>	9ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
 KMG003	0.05%聚山梨酯80- 0.9%无菌氯化钠溶液<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
 KM0112-1	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	90ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	12
 KM0112-6	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	12
 KM0112-8	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	14
 KM0112	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	225ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	14
 KM0112-7	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	250ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	14
 KM0112-3	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	20
 KML005	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	10
 KML005-1	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	15
 KML005-2	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	20
 KM0256	0.9%无菌氯化钠溶液<袋>	225ml	均质袋，无菌灌装	12
 KM0292	0.9%无菌氯化钠溶液<袋>	250ml	均质袋，无菌灌装	14
 KM0292-1	0.9%无菌氯化钠溶液<袋>	500ml	均质袋，无菌灌装	18
 KM0319-1	0.9%无菌氯化钠溶液拭子	10ml、内置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
 KM0319-3	0.9%无菌氯化钠溶液拭子	10ml、外置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
 KM0404	无菌擦拭取样拭子 (TSB管+0.9%生理盐水管)	10ml*2支/套、 内置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	15
 KM0404-1	无菌擦拭取样拭子 (TSB管+0.9%生理盐水管)	10ml*2支/套、 外置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	16

胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) Tryptose Soya Broth 用于药品、生物制品中需氧菌和真菌的培养，也用于一般细菌增菌的通用培养基				
 K0004	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB)	250g	用于药品、生物制品中需氧菌和真菌的培养 也用于一般细菌增菌的通用培养基	120
 K0004-2	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB)	500g	用于药品、生物制品中需氧菌和真菌的培养 也用于一般细菌增菌的通用培养基	240
 K0004-6	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) (无菌)	500g	用于一般细菌增菌的通用培养基及模拟预灌装验证	350
 K0715	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) (无动物源)	250g	用于药品、生物制品中需氧菌和真菌的培养	180
 KMG008-1	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <管>	5ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	6
 KMG008	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <管>	10ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
 KM0095	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <管>	15ml	螺口试管、高温高压灭菌，起订量10支倍数	9

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
 KM0114	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	15
 KM0094-3	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	18
 KM0094-4	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<瓶>	250ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	20
 KM0094-6	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<瓶>	300ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	22
 KM0094	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<瓶>	400ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	25
 KM0094-1	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	25
 KM0094-7	0.5%聚山梨酯80- 胰酪大豆胨液体培养基<瓶>	500ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	30
 KML002	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	15
 KML002-2	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	20
 KML002-1	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	25
 KM0343	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<袋>	250ml	可立式均质袋，无菌灌装	23
 KM0094-5	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<袋>	500ml	可立式均质袋，无菌灌装	25
 KM0317-1	胰酪大豆胨液体培养基（TSB） （含拭子）	5ml、内置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	6
 KM0317-2	胰酪大豆胨液体培养基（TSB） （含拭子）	5ml、外置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	10

 胰酪大豆胨琼脂培养基（TSA） Tryptose Soya Agar
用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测

 K0005	胰酪大豆胨琼脂培养基（TSA）	250g	用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定 及沉降菌的检测	125
 K0005-2	胰酪大豆胨琼脂培养基（TSA）	500g	用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定 及沉降菌的检测	250
 K0057	胰酪大豆胨琼脂培养基（TSA）	250g（低凝固温度）	用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定 及沉降菌的检测	130
 K0057-1	胰酪大豆胨琼脂培养基（TSA）	500g（低凝固温度）	用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定 及沉降菌的检测	260
 KMG107	胰酪大豆胨琼脂（TSA）斜面<管>	6ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
 KM0001	胰酪大豆胨琼脂（TSA）平皿	90mm、10皿/包	辐照灭菌	60
 KM0001-4	胰酪大豆胨琼脂（TSA）平皿 （内含转移袋）	90mm、10皿/包	辐照灭菌	60
 KM0001-10	胰酪大豆胨琼脂（TSA）平皿 （含卵磷脂/吐温80）	90mm、10皿/包	辐照灭菌	70
 KM0330	胰酪大豆胨琼脂(TSA)平皿（大包装）	90mm、10皿/包、 4包/袋	辐照灭菌	100
 KM0330-1	胰酪大豆胨琼脂（TSA）平皿 （大包装、内含转移袋）	90mm、10皿/包、 4包/袋	辐照灭菌	120
 KM0083	胰酪大豆胨琼脂（TSA）接触皿	55mm、10皿/包	辐照灭菌	65
 KM0083-1	胰酪大豆胨琼脂（TSA）接触皿 （内含转移袋）	55mm、10皿/包	辐照灭菌	65
 KM0083-2	胰酪大豆胨琼脂（TSA）接触皿 （含卵磷脂-吐温80）	55mm、10皿/包	辐照灭菌	70
 KBF001	胰酪大豆胨琼脂培养基（TSA）<袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	22
 KBF001-1	胰酪大豆胨琼脂培养基（TSA）<袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	30

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价 (元)
 沙氏葡萄糖液体培养基 (SDB) Sabouraud Dextrose Broth 用于霉菌和酵母菌的增菌培养				
 K0006	沙氏葡萄糖液体培养基 (SDB)	250g	用于霉菌和酵母菌的增菌培养	100
 KMG011	沙氏葡萄糖液体培养基 (SDB) <管>	10ml	丁基胶塞、塑料管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	8
 KM0115-1	沙氏葡萄糖液体培养基 (SDB) <瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶, 高温高压灭菌	15
 KM0115-5	沙氏葡萄糖液体培养基 (SDB) <瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶, 高温高压灭菌	18
 KM0115-4	沙氏葡萄糖液体培养基 (SDB) <瓶>	250ml	丁基胶塞、玻璃瓶, 高温高压灭菌	20
 KM0115-2	沙氏葡萄糖液体培养基 (SDB) <瓶>	400ml	丁基胶塞、塑料瓶, 无菌灌装	25
 KM0115-3	沙氏葡萄糖液体培养基 (SDB) <瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶, 无菌灌装	25
 KML004	沙氏葡萄糖液体培养基 (SDB) <瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶, 无菌灌装	15
 KML004-1	沙氏葡萄糖液体培养基 (SDB) <瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶, 无菌灌装	20
 KML004-2	沙氏葡萄糖液体培养基 (SDB) <瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶, 无菌灌装	25
 KM0344	沙氏葡萄糖液体培养基 (SDB) <袋>	200ml	均质袋, 无菌灌装	20
 KM0345	沙氏葡萄糖液体培养基 (SDB) <袋>	225ml	均质袋, 无菌灌装	22
 KM0346	沙氏葡萄糖液体培养基 (SDB) <袋>	250ml	均质袋, 无菌灌装	23

 沙氏葡萄糖琼脂培养基 (SDA) Sabouraud Dextrose Agar 用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养				
 K0007	沙氏葡萄糖琼脂培养基 (SDA)	250g	用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养	110
 K0007-2	沙氏葡萄糖琼脂培养基 (SDA)	500g	用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养	220
 K0051	沙氏葡萄糖琼脂培养基 (SDA) 250g (低凝固温度)	250g (低凝固温度)	用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养	120
 K0051-1	沙氏葡萄糖琼脂培养基 (SDA) 500g (低凝固温度)	500g (低凝固温度)	用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养	240
 K0664	沙氏葡萄糖琼脂培养基 (SDA) (含氯霉素)	250g	用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养	120
 KMG125	沙氏葡萄糖琼脂 (SDA) 斜面<管>	6ml	丁基胶塞、塑料管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	12
 KM0391-1	沙氏葡萄糖琼脂 (SDA) 斜面<管>	10ml	平口试管、高温高压灭菌, 起订量10支倍数	15
 KM0005	沙氏葡萄糖琼脂 (SDA) 平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	55
 KM0260	沙氏葡萄糖琼脂 (SDA) 平皿 (含氯霉素)	90mm、10皿/包	无菌灌装	60
 KM0005-1	沙氏葡萄糖琼脂 (SDA) 平皿	70mm、10皿/包	无菌灌装	55
 KM0016	沙氏葡萄糖琼脂 (SDA) 接触皿	55mm、10皿/包	辐照灭菌	60
 KM0016-1	沙氏葡萄糖琼脂 (SDA) 接触皿 (含氯霉素)	55mm、10皿/包	辐照灭菌	65
 KBF002	沙氏葡萄糖琼脂培养基 (SDA) <袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋, 无菌灌装	25
 KBF002-1	沙氏葡萄糖琼脂培养基 (SDA) <袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋, 无菌灌装	35

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
马铃薯葡萄糖琼脂培养基（PDA） Potato Dextrose Agar 用于药品、生物制品中真菌的培养				
 K0008	马铃薯葡萄糖琼脂培养基（PDA）	250g	用于药品、生物制品中真菌的培养	160
 K0008-1	马铃薯葡萄糖琼脂培养基（PDA）250g（低凝固温度）		用于药品、生物制品中真菌的培养	180
 K0008-2	马铃薯葡萄糖琼脂培养基（PDA）500g（低凝固温度）		用于药品、生物制品中真菌的培养	360
 KMG119	马铃薯葡萄糖琼脂（PDA）斜面<管>	6ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
 KM0002	马铃薯葡萄糖琼脂（PDA）平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	60
 KM0085	马铃薯葡萄糖琼脂接触皿	55mm、10皿/包	无菌灌装	60
 KBF004	马铃薯葡萄糖琼脂培养基（PDA）<袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	20
 KBF004-1	马铃薯葡萄糖琼脂培养基（PDA）<袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	30
玫瑰红钠琼脂培养基 Rose Bengal Agar 用于药品或生物制品中霉菌和酵母菌的计数				
 K0009	玫瑰红钠琼脂培养基	250g	用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌的计数	120
 KM0015	玫瑰红钠琼脂平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	70
 KM0015-1	玫瑰红钠琼脂接触皿	55mm、10皿/包	无菌灌装	75
R2A琼脂培养基 R2A Agar Medium 用于纯化水、注射水需氧菌总数的测定（薄膜过滤法）				
 K0610	R2A琼脂培养基	250g	用于纯化水、注射水需氧菌总数的测定（薄膜过滤法）	240
 K0610-1	R2A琼脂培养基	250g（低凝固温度）	用于纯化水、注射水需氧菌总数的测定（薄膜过滤法）	240
 KM0040	R2A琼脂平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	70
 KM0040-1	R2A琼脂平皿	90mm、1皿/包	无菌灌装	8
 KM0040-2	R2A琼脂平皿	70mm、10皿/包	无菌灌装	70
 KM0186	R2A琼脂接触皿	55mm、10皿/包	辐照灭菌	75
 KBF010	R2A琼脂培养基<袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	25
 KBF010-1	R2A琼脂培养基<袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	50
肠道菌增菌液体培养基 Enterobacteria Enrichment Broth 用于肠杆菌科细菌的选择性增菌培养				
 K0010	肠道菌增菌液体培养基	250g	用于肠杆菌科细菌的选择性增菌培养	260
 KMG012	肠道菌增菌液体培养基<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
 KM0029	肠道菌增菌液体培养基<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、煮沸灭菌	18
 KML009	肠道菌增菌液体培养基<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	18
 KML009-1	肠道菌增菌液体培养基<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	25

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价 (元)
 KML009-2	肠道菌增菌液体培养基<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	35

紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基 Violet Red Bile Glucose Agar

用于药品、生物制品中革兰氏阴性菌的分离培养

 K0011	紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基	250g	用于药品、生物制品中革兰氏阴性菌的分离培养	140
 KM0004	紫红胆盐葡萄糖琼脂平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	70
 KBF011	紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基<袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	25
 KBF011-1	紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基<袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	50

麦康凯液体培养基 MacConkey Broth

用于大肠埃希菌选择性增菌培养

 K0012	麦康凯液体培养基	250g	用于大肠埃希菌选择性增菌培养	180
 KM0272	麦康凯液体培养基<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	15
 KM0272-3	麦康凯液体培养基<瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	18
 KM0272-1	麦康凯液体培养基<瓶>	400ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	20
 KM0272-2	麦康凯液体培养基<瓶>	500ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	20
 KML003	麦康凯液体培养基<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	15
 KML003-1	麦康凯液体培养基<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	25
 KML003-2	麦康凯液体培养基<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	35

麦康凯琼脂培养基 MacConkey Agar

用于大肠埃希氏菌的选择性分离鉴定

 K0013	麦康凯琼脂培养基 (MacC)	250g	用于大肠埃希氏菌的选择性分离鉴定	120
 KM0003	麦康凯琼脂 (MacC) 平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	65
 KM0003-4	麦康凯琼脂 (MacC) 接触皿	55mm、10皿/包	无菌灌装	70
 KM0003-2	麦康凯琼脂培养基 (MacC) <瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	18
 KM0003-3	麦康凯琼脂培养基 (MacC) <瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	20
 KBF003	麦康凯琼脂培养基 (MacC) <袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	25
 KBF003-1	麦康凯琼脂培养基 (MacC) <袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	35

RV沙门菌增菌液体培养基 Rappaport Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth

用于沙门氏菌选择性增菌培养

 K0014	RV沙门菌增菌液体培养基	250g	用于沙门氏菌选择性增菌培养	130
 KMG013	RV沙门菌增菌液体培养基<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
 KM0349	RV沙门菌增菌液体培养基<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	15
 KML010	RV沙门菌增菌液体培养基<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	12

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
 KML010-1	RV沙门菌增菌液体培养基<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	18
 KML010-2	RV沙门菌增菌液体培养基<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	25

 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基(XLD) Xylose Lysine Desoxycholate Agar
用于药品、生物制品中沙门氏菌、志贺氏菌的选择性分离培养

 K0015	木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基	250g	用于药品、生物制品中沙门氏菌、志贺氏菌的选择性分离培养	380
 KM0007	木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	90
 KBF009	木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂<袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	20
 KBF009-1	木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂<袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	30

 三糖铁琼脂培养基（TSI） Triple Sugar Iron Agar
用于肠杆菌科细菌的生化反应筛选

 K0016	三糖铁琼脂培养基（TSI）	250g	用于肠杆菌科细菌的生化反应筛选	100
 KMG109	三糖铁琼脂（TSI）斜面<管>	6ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
 KM0099-1	三糖铁琼脂（TSI）斜面<管>	8ml	平口试管、高温高压灭菌，起订量10支倍数	10
 KM0099-2	三糖铁琼脂培养基（TSI）<瓶>	100ml	玻璃瓶、高温高压灭菌	30

 溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基 Cetrimide Agar
用于药品、生物制品检验中铜绿假单胞菌的选择性分离培养

 K0017	溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基	250g	用于药品、生物制品中铜绿假单胞菌的选择性分离培养	160
 KM0006	溴化十六烷基三甲铵琼脂平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	60
 KM0017-1	溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	30
 KBF012	溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基<袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	15
 KBF012-1	溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基<袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	30

 甘露醇氯化钠琼脂培养基 Mannitol Salt Agar
用于药品、生物制品中金黄色葡萄球菌的选择性分离培养

 K0018	甘露醇氯化钠琼脂培养基	250g	用于药品、生物制品中金黄色葡萄球菌的选择性分离培养	120
 K0018-3	甘露醇氯化钠琼脂培养基	500g	用于药品、生物制品中金黄色葡萄球菌的选择性分离培养	220
 K0018-1	甘露醇氯化钠琼脂培养基	250g（低凝固温度）	用于药品、生物制品中金黄色葡萄球菌的选择性分离培养	130
 K0018-2	甘露醇氯化钠琼脂培养基	500g（低凝固温度）	用于药品、生物制品中金黄色葡萄球菌的选择性分离培养	240
 KM0008	甘露醇氯化钠琼脂平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	70
 KM0008-1	甘露醇氯化钠琼脂培养基<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	30
 KBF013	甘露醇氯化钠琼脂培养基<袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	15
 KBF013-1	甘露醇氯化钠琼脂培养基<袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	30

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价 (元)
----	------	----	---------	---------

梭菌增菌培养基 Clostridium Enrichment Medium
用于药品、生物制品中梭菌的增菌培养

	K0019	梭菌增菌培养基	250g	用于药品、生物制品中梭菌的增菌培养	240
	KMG015	梭菌增菌培养基<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	10

哥伦比亚琼脂培养基 Columbia Agar
用于药品、生物制品中梭菌的选择性分离培养

	K0020	哥伦比亚琼脂培养基	250g	用于药品、生物制品中梭菌的选择性分离培养	260
	K0020-1	哥伦比亚琼脂培养基	500g	用于梭菌分离培养	480
	KMG113	哥伦比亚琼脂斜面<管>	6ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
	KM0184	哥伦比亚琼脂平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	60
	KM0184-1	哥伦比亚琼脂平皿（含庆大霉素）	90mm、10皿/包	无菌灌装	70
	KBF017	哥伦比亚琼脂培养基<袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	20
	KBF017-1	哥伦比亚琼脂培养基<袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	35
	KS0005	硫酸庆大霉素	2ml × 5支(2mg/ml)	过滤除菌、无菌灌装	45

念珠菌显色培养基 Candida Chromogenic Medium
用于念珠菌分离和鉴定，白色念珠菌显绿色

	KC006	念珠菌显色培养基	1L	用于念珠菌分离和鉴定	760
	KM0192	念珠菌显色培养基平皿	Φ70mm 10皿/包	无菌灌装	300
	KM0191	念珠菌显色培养基平皿	Φ90mm 10皿/包	无菌灌装	300

冻干兔血浆 Freeze-Dried Rabbit Plasma
用于金黄色葡萄球菌凝固酶试验

	KS0008	冻干兔血浆	0.5ml × 5支	用于金黄色葡萄球菌凝固酶试验	60
---	--------	-------	------------	----------------	----

氧化酶试剂 Oxidase Reagent
用于细菌氧化酶试验

	KS0018	氧化酶试剂	5ml×5支	用于细菌氧化酶试验	20
---	--------	-------	--------	-----------	----

3%过氧化氢试剂 3% Catalase Reagent
用于过氧化氢酶试验

	KS0021	过氧化氢试剂	2ml × 5支	用于过氧化氢酶试验	10
---	--------	--------	----------	-----------	----

1.3 中药饮片微生物限度检查法（通则1108）

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液 pH7.0 Sodium Chloride-Peptone Buffer 用于药品、生物制品样品制备的稀释液或缓冲液				
 K0003	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液	250g	用于药品、生物制品样品制备的稀释液或缓冲液	80
 K0003-3	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液	500g	用于药品、生物制品样品制备的稀释液或缓冲液	160
 KMG005	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<管>	9ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	6
 KM0091-7	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	13
 KM0091-6	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	17
 KM0091-1	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	225ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	18
 KM0091-5	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	250ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	18
 KM0091-11	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	300ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	20
 KM0091	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	400ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	22
 KM0091-3	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	25
 KM0091-4	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<袋>	250ml	可立式均质袋，无菌灌装	16
 KM0091-8	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<袋>	500ml	可立式均质袋，无菌灌装	25
 KM0461	pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液拭子	10ml、内置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
 KM0461-1	pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液拭子	10ml、外置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
 KM0121	0.05%聚山梨酯80-pH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	15
 KM0121-10	1%聚山梨酯80-pH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	55
 KM0121-11	3%聚山梨酯80-pH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	60
 KM0530	含1%吐温80和2%卵磷脂的pH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	25
 KM0530-1	含0.5%吐温80和0.1%卵磷脂的pH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	50
 KML001	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	13
 KML001-2	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	18
 KML001-3	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	20
pH6.8 磷酸盐缓冲液 pH6.8 Phosphate Buffer Solution 用于药品、生物制品样品的稀释液或缓冲液				
 K0600	pH6.8 磷酸盐缓冲液	250g	用于药品、生物制品样品的稀释液或缓冲液	80
 KM0409	pH6.8磷酸盐缓冲液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	10
 KM0409-3	pH6.8磷酸盐缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶，辐照	15
 KML006	pH6.8磷酸盐缓冲液<瓶>	150ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	10
 KML006-1	pH6.8磷酸盐缓冲液<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	15

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价 (元)
 KML006-2	pH6.8磷酸盐缓冲液<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	20

pH7.2磷酸盐缓冲液 pH7.2 Phosphate Buffer Solution

用于药品、生物制品样品的稀释液或缓冲液

 K0601	pH7.2磷酸盐缓冲液	250g	用于药品、生物制品样品的稀释液或缓冲液	80
 KM0157-2	pH7.2磷酸盐缓冲液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	10
 KM0157-3	pH7.2磷酸盐缓冲液<瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	12
 KM0157-4	pH7.2磷酸盐缓冲液<瓶>	250ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	13
 KM0157-1	pH7.2磷酸盐缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶，辐照	15
 KML007	pH7.2磷酸盐缓冲液<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	10
 KML007-1	pH7.2磷酸盐缓冲液<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	15
 KML007-2	pH7.2磷酸盐缓冲液<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	20
 KM0157	pH7.2磷酸盐缓冲液<袋>	225ml	可立式均质袋，辐照	10
 KM0157-5	pH7.2磷酸盐缓冲液<袋>	250ml	可立式均质袋，辐照	12

pH7.6磷酸盐缓冲液 pH7.6 Phosphate Buffer Solution

用于药品、生物制品样品的稀释液或缓冲液

 K0602	pH7.6磷酸盐缓冲液	250g	用于药品、生物制品样品的稀释液或缓冲液	80
 KM0410	pH7.6磷酸盐缓冲液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	10
 KM0410-1	pH7.6磷酸盐缓冲液<瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	12
 KM0410-2	pH7.6磷酸盐缓冲液<瓶>	250ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	13
 KM0410-3	pH7.6磷酸盐缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶，辐照	15
 KML008	pH7.6磷酸盐缓冲液<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	10
 KML008-1	pH7.6磷酸盐缓冲液<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	15
 KML008-2	pH7.6磷酸盐缓冲液<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	20
 KM0410-4	pH7.6磷酸盐缓冲液<袋>	225ml	均质袋，辐照	10
 KM0410-5	pH7.6磷酸盐缓冲液<袋>	250ml	均质袋，辐照	12

0.9%无菌氯化钠溶液 0.9% Sterile Sodium Chloride Solution

用于样品制备的稀释液或冲洗液

 KMG002-2	0.9%无菌氯化钠溶液<管>	5ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	6
 KMG002-1	0.9%无菌氯化钠溶液<管>	9ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	7
 KMG002	0.9%无菌氯化钠溶液<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	7
 KMG003-1	0.05%聚山梨酯80- 0.9%无菌氯化钠溶液<管>	9ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	8

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
 KMG003	0.05%聚山梨酯80 -0.9%无菌氯化钠溶液<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
 KM0112-1	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	90ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	12
 KM0112-6	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	12
 KM0112-8	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	14
 KM0112	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	225ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	14
 KM0112-7	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	250ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	14
 KM0112-3	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	20
 KML005	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	10
 KML005-1	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	15
 KML005-2	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	20
 KM0256	0.9%无菌氯化钠溶液<袋>	225ml	均质袋，无菌灌装	12
 KM0292	0.9%无菌氯化钠溶液<袋>	250ml	均质袋，无菌灌装	14
 KM0292-1	0.9%无菌氯化钠溶液<袋>	500ml	均质袋，无菌灌装	18
 KM0319-1	0.9%无菌氯化钠溶液拭子	10ml、内置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
 KM0319-3	0.9%无菌氯化钠溶液拭子	10ml、外置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
 KM0404	无菌擦拭取样拭子 (TSB管+0.9%生理盐水管)	10ml*2支/套、 内置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	15
 KM0404-1	无菌擦拭取样拭子 (TSB管+0.9%生理盐水管)	10ml*2支/套、 外置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	16

胰酪大豆胨液体培养基（TSB） Tryptose Soya Broth
用于药品、生物制品中需氧菌和真菌的培养，也用于一般细菌增菌的通用培养基

 K0004	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）	250g	用于药品、生物制品中需氧菌和真菌的培养 也用于一般细菌增菌的通用培养基	120
 K0004-2	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）	500g	用于药品、生物制品中需氧菌和真菌的培养 也用于一般细菌增菌的通用培养基	240
 K0004-6	胰酪大豆胨液体培养基（TSB） （无菌）	500g	用于一般细菌增菌的通用培养基及模拟预灌装验证	350
 K0715	胰酪大豆胨液体培养基（TSB） （无动物源）	250g	用于药品、生物制品中需氧菌和真菌的培养	180
 KMG008-1	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<管>	5ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	6
 KMG008	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
 KM0095	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<管>	15ml	螺口试管、高温高压灭菌，起订量10支倍数	9
 KM0114	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	15
 KM0094-3	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	18
 KM0094-4	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<瓶>	250ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	20
 KM0094-6	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<瓶>	300ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	22
 KM0094	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<瓶>	400ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	25

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价 (元)
 KM0094-1	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶, 无菌灌装	25
 KM0094-7	0.5%聚山梨酯80-胰酪大豆胨液体培养基<瓶>	500ml	丁基胶塞、玻璃瓶, 高温高压灭菌	30
 KML002	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶, 无菌灌装	15
 KML002-2	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶, 无菌灌装	20
 KML002-1	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶, 无菌灌装	25
 KM0343	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <袋>	250ml	可立式均质袋, 无菌灌装	23
 KM0094-5	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <袋>	500ml	可立式均质袋, 无菌灌装	25
 KM0317-1	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) (含拭子)	5ml、内置拭子	塑料采样管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	6
 KM0317-2	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) (含拭子)	5ml、外置拭子	塑料采样管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	10

胰酪大豆胨琼脂培养基 (TSA) Tryptose Soya Agar

用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测

 K0005	胰酪大豆胨琼脂培养基 (TSA)	250g	用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测	125
 K0005-2	胰酪大豆胨琼脂培养基 (TSA)	500g	用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测	250
 K0057	胰酪大豆胨琼脂培养基 (TSA)	250g (低凝固温度)	用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测	130
 K0057-1	胰酪大豆胨琼脂培养基 (TSA)	500g (低凝固温度)	用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测	260
 KMG107	胰酪大豆胨琼脂 (TSA) 斜面<管>	6ml	丁基胶塞、塑料管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	10
 KM0001	胰酪大豆胨琼脂 (TSA) 平皿	90mm、10皿/包	辐照灭菌	60
 KM0001-4	胰酪大豆胨琼脂 (TSA) 平皿 (内含转移袋)	90mm、10皿/包	辐照灭菌	60
 KM0001-10	胰酪大豆胨琼脂 (TSA) 平皿 (含卵磷脂/吐温80)	90mm、10皿/包	辐照灭菌	70
 KM0330	胰酪大豆胨琼脂(TSA)平皿(大包装)	90mm、10皿/包、4包/袋	辐照灭菌	100
 KM0330-1	胰酪大豆胨琼脂 (TSA) 平皿 (大包装、内含转移袋)	90mm、10皿/包、4包/袋	辐照灭菌	120
 KM0083	胰酪大豆胨琼脂 (TSA) 接触皿	55mm、10皿/包	辐照灭菌	65
 KM0083-1	胰酪大豆胨琼脂 (TSA) 接触皿 (内含转移袋)	55mm、10皿/包	辐照灭菌	65
 KM0083-2	胰酪大豆胨琼脂 (TSA) 接触皿 (含卵磷脂-吐温80)	55mm、10皿/包	辐照灭菌	70
 KBF001	胰酪大豆胨琼脂培养基 (TSA) <袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋, 无菌灌装	22
 KBF001-1	胰酪大豆胨琼脂培养基 (TSA) <袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋, 无菌灌装	30

沙氏葡萄糖液体培养基 (SDB) Sabouraud Dextrose Broth

用于霉菌和酵母菌的增菌培养

 K0006	沙氏葡萄糖液体培养基 (SDB)	250g	用于霉菌和酵母菌的增菌培养	100
 KMG011	沙氏葡萄糖液体培养基 (SDB) <管>	10ml	丁基胶塞、塑料管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	8
 KM0115-1	沙氏葡萄糖液体培养基 (SDB) <瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶, 高温高压灭菌	15
 KM0115-5	沙氏葡萄糖液体培养基 (SDB) <瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶, 高温高压灭菌	18

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
 KM0115-4	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<瓶>	250ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	20
 KM0115-2	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<瓶>	400ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	25
 KM0115-3	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	25
 KML004	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	15
 KML004-1	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	20
 KML004-2	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	25
 KM0344	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<袋>	200ml	均质袋，无菌灌装	20
 KM0345	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<袋>	225ml	均质袋，无菌灌装	22
 KM0346	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<袋>	250ml	均质袋，无菌灌装	23

 沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA） Sabouraud Dextrose Agar
用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养

 K0007	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）	250g	用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养	110
 K0007-2	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）	500g	用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养	220
 K0051	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）	250g（低凝固温度）	用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养	120
 K0051-1	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）	500g（低凝固温度）	用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养	240
 K0664	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA） （含氯霉素）	250g	用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养	120
 KMG125	沙氏葡萄糖琼脂（SDA）斜面<管>	6ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	12
 KM0391-1	沙氏葡萄糖琼脂（SDA）斜面<管>	10ml	平口试管、高温高压灭菌，起订量10支倍数	15
 KM0005	沙氏葡萄糖琼脂（SDA）平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	55
 KM0260	沙氏葡萄糖琼脂（SDA）平皿 （含氯霉素）	90mm、10皿/包	无菌灌装	60
 KM0005-1	沙氏葡萄糖琼脂（SDA）平皿	70mm、10皿/包	无菌灌装	55
 KM0016	沙氏葡萄糖琼脂（SDA）接触皿	55mm、10皿/包	辐照灭菌	60
 KM0016-1	沙氏葡萄糖琼脂（SDA）接触皿 （含氯霉素）	55mm、10皿/包	辐照灭菌	65
 KBF002	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）<袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	25
 KBF002-1	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）<袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	35

 马铃薯葡萄糖琼脂培养基（PDA） Potato Dextrose Agar
用于药品、生物制品中真菌的培养

 K0008	马铃薯葡萄糖琼脂培养基（PDA）	250g	用于药品、生物制品中真菌的培养	160
 K0008-1	马铃薯葡萄糖琼脂培养基（PDA）	250g（低凝固温度）	用于药品、生物制品中真菌的培养	180
 K0008-2	马铃薯葡萄糖琼脂培养基（PDA）	500g（低凝固温度）	用于药品、生物制品中真菌的培养	360
 KMG119	马铃薯葡萄糖琼脂（PDA）斜面<管>	6ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	10

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价 (元)
 KM0002	马铃薯葡萄糖琼脂 (PDA) 平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	60
 KM0085	马铃薯葡萄糖琼脂接触皿	55mm、10皿/包	无菌灌装	60
 KBF004	马铃薯葡萄糖琼脂培养基 (PDA) <袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋, 无菌灌装	20
 KBF004-1	马铃薯葡萄糖琼脂培养基 (PDA) <袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋, 无菌灌装	30

肠道菌增菌液体培养基 Enterobacteria Enrichment Broth

用于肠杆菌科细菌的选择性增菌培养

 K0010	肠道菌增菌液体培养基	250g	用于肠杆菌科细菌的选择性增菌培养	260
 KMG012	肠道菌增菌液体培养基<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	10
 KM0029	肠道菌增菌液体培养基<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、煮沸灭菌	18
 KML009	肠道菌增菌液体培养基<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶, 无菌灌装	18
 KML009-1	肠道菌增菌液体培养基<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶, 无菌灌装	25
 KML009-2	肠道菌增菌液体培养基<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶, 无菌灌装	35

紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基 Violet Red Bile Glucose Agar

用于药品、生物制品中革兰氏阴性菌的分离培养

 K0011	紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基	250g	用于药品、生物制品中革兰氏阴性菌的分离培养	140
 KM0004	紫红胆盐葡萄糖琼脂平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	70
 KBF011	紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基<袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋, 无菌灌装	25
 KBF011-1	紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基<袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋, 无菌灌装	50

麦康凯液体培养基 MacConkey Broth

用于大肠埃希菌选择性增菌培养

 K0012	麦康凯液体培养基	250g	用于大肠埃希菌选择性增菌培养	180
 KM0272	麦康凯液体培养基<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	15
 KM0272-3	麦康凯液体培养基<瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	18
 KM0272-1	麦康凯液体培养基<瓶>	400ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	20
 KM0272-2	麦康凯液体培养基<瓶>	500ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	20
 KML003	麦康凯液体培养基<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶, 无菌灌装	15
 KML003-1	麦康凯液体培养基<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶, 无菌灌装	25
 KML003-2	麦康凯液体培养基<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶, 无菌灌装	35

麦康凯琼脂培养基 MacConkey Agar

用于大肠埃希氏菌的选择性分离鉴定

 K0013	麦康凯琼脂培养基 (MacC)	250g	用于大肠埃希氏菌的选择性分离鉴定	120
 KM0003	麦康凯琼脂 (MacC) 平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	65

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
 KM0003-4	麦康凯琼脂（MacC）接触皿	55mm、10皿/包	无菌灌装	70
 KM0003-2	麦康凯琼脂培养基（MacC）<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	18
 KM0003-3	麦康凯琼脂培养基（MacC）<瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	20
 KBF003	麦康凯琼脂培养基（MacC）<袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	25
 KBF003-1	麦康凯琼脂培养基（MacC）<袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	35

 RV沙门菌增菌液体培养基 Rappaport Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth
用于沙门氏菌选择性增菌培养

 K0014	RV沙门菌增菌液体培养基	250g	用于沙门氏菌选择性增菌培养	130
 KMG013	RV沙门菌增菌液体培养基<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
 KM0349	RV沙门菌增菌液体培养基<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	15
 KML010	RV沙门菌增菌液体培养基<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	12
 KML010-1	RV沙门菌增菌液体培养基<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	18
 KML010-2	RV沙门菌增菌液体培养基<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	25

 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基(XLD) Xylose Lysine Desoxycholate Agar
用于药品、生物制品中沙门氏菌、志贺氏菌的选择性分离培养

 K0015	木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基	250g	用于药品、生物制品中沙门氏菌、志贺氏菌的选择性分离培养	380
 KM0007	木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	90
 KBF009	木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂<袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	20
 KBF009-1	木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂<袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	30

 三糖铁琼脂培养基（TSI） Triple Sugar Iron Agar
用于肠杆菌科细菌的生化反应筛选

 K0016	三糖铁琼脂培养基（TSI）	250g	用于肠杆菌科细菌的生化反应筛选	100
 KMG109	三糖铁琼脂（TSI）斜面	6ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
 KM0099-1	三糖铁琼脂（TSI）斜面	8ml	平口试管、高温高压灭菌，起订量10支倍数	10
 KM0099-2	三糖铁琼脂培养基（TSI）<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	30



1.4 洋葱伯克霍尔德菌群检查法（通则1109）

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液 pH7.0 Sodium Chloride-Peptone Buffer 用于药品、生物制品样品制备的稀释液或缓冲液				
 K0003	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液	250g	用于药品、生物制品样品制备的稀释液或缓冲液	80
 K0003-3	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液	500g	用于药品、生物制品样品制备的稀释液或缓冲液	160
 KMG005	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<管>	9ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	6
 KM0091-7	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	13
 KM0091-6	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	17
 KM0091-1	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	225ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	18
 KM0091-5	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	250ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	18
 KM0091-11	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	300ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	20
 KM0091	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	400ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	22
 KM0091-3	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	25
 KM0091-4	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<袋>	250ml	可立式均质袋，无菌灌装	16
 KM0091-8	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<袋>	500ml	可立式均质袋，无菌灌装	25
 KM0461	pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液拭子	10ml、内置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
 KM0461-1	pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液拭子	10ml、外置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
 KM0121	0.05%聚山梨酯80-pH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	15
 KM0121-10	1%聚山梨酯80-pH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	55
 KM0121-11	3%聚山梨酯80-pH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	60
 KM0530	含1%吐温80和2%卵磷脂的pH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	25
 KM0530-1	含0.5%吐温80和0.1%卵磷脂的pH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	50
 KML001	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	13
 KML001-2	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	18
 KML001-3	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	20

pH6.8 磷酸盐缓冲液 pH6.8 Phosphate Buffer Solution 用于药品、生物制品样品的稀释液或缓冲液				
 K0600	pH6.8 磷酸盐缓冲液	250g	用于药品、生物制品样品的稀释液或缓冲液	80
 KM0409	pH6.8磷酸盐缓冲液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	10
 KM0409-3	pH6.8磷酸盐缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶，辐照	15
 KML006	pH6.8磷酸盐缓冲液<瓶>	150ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	10
 KML006-1	pH6.8磷酸盐缓冲液<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	15

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
 KML006-2	pH6.8磷酸盐缓冲液<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	20
 pH7.2磷酸盐缓冲液 pH7.2 Phosphate Buffer Solution 用于药品、生物制品样品的稀释液或缓冲液				
 K0601	pH7.2磷酸盐缓冲液	250g	用于药品、生物制品样品的稀释液或缓冲液	80
 KM0157-2	pH7.2磷酸盐缓冲液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	10
 KM0157-3	pH7.2磷酸盐缓冲液<瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	12
 KM0157-4	pH7.2磷酸盐缓冲液<瓶>	250ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	13
 KM0157-1	pH7.2磷酸盐缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶，辐照	15
 KML007	pH7.2磷酸盐缓冲液<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	10
 KML007-1	pH7.2磷酸盐缓冲液<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	15
 KML007-2	pH7.2磷酸盐缓冲液<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	20
 KM0157	pH7.2磷酸盐缓冲液<袋>	225ml	可立式均质袋，辐照	10
 KM0157-5	pH7.2磷酸盐缓冲液<袋>	250ml	可立式均质袋，辐照	12
 pH7.6磷酸盐缓冲液 pH7.6 Phosphate Buffer Solution 用于药品、生物制品样品的稀释液或缓冲液				
 K0602	pH7.6磷酸盐缓冲液	250g	用于药品、生物制品样品的稀释液或缓冲液	80
 KM0410	pH7.6磷酸盐缓冲液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	10
 KM0410-1	pH7.6磷酸盐缓冲液<瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	12
 KM0410-2	pH7.6磷酸盐缓冲液<瓶>	250ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	13
 KM0410-3	pH7.6磷酸盐缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶，辐照	15
 KML008	pH7.6磷酸盐缓冲液<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	10
 KML008-1	pH7.6磷酸盐缓冲液<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	15
 KML008-2	pH7.6磷酸盐缓冲液<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	20
 KM0410-4	pH7.6磷酸盐缓冲液<袋>	225ml	均质袋，辐照	10
 KM0410-5	pH7.6磷酸盐缓冲液<袋>	250ml	均质袋，辐照	12
 0.9%无菌氯化钠溶液 0.9% Sterile Sodium Chloride Solution 用于样品制备的稀释液或冲洗液				
 KMG002-2	0.9%无菌氯化钠溶液<管>	5ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	6
 KMG002-1	0.9%无菌氯化钠溶液<管>	9ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	7
 KMG002	0.9%无菌氯化钠溶液<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	7
KMG003-1	0.05%聚山梨酯80- 0.9%无菌氯化钠溶液<管>	9ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	8

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价 (元)
 KMG003	0.05%聚山梨酯80 -0.9%无菌氯化钠溶液<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
 KM0112-1	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	90ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	12
 KM0112-6	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	12
 KM0112-8	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	14
 KM0112	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	225ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	14
 KM0112-7	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	250ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	14
 KM0112-3	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	20
 KML005	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	10
 KML005-1	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	15
 KML005-2	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	20
 KM0256	0.9%无菌氯化钠溶液<袋>	225ml	均质袋，无菌灌装	12
 KM0292	0.9%无菌氯化钠溶液<袋>	250ml	均质袋，无菌灌装	14
 KM0292-1	0.9%无菌氯化钠溶液<袋>	500ml	均质袋，无菌灌装	18
 KM0319-1	0.9%无菌氯化钠溶液拭子	10ml、内置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
 KM0319-3	0.9%无菌氯化钠溶液拭子	10ml、外置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
 KM0404	无菌擦拭取样拭子 (TSB管+0.9%生理盐水管)	10ml*2支/套、 内置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	15
 KM0404-1	无菌擦拭取样拭子 (TSB管+0.9%生理盐水管)	10ml*2支/套、 外置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	16



胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) Tryptose Soya Broth

用于药品、生物制品中需氧菌和真菌的培养，也用于一般细菌增菌的通用培养基

 K0004	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB)	250g	用于药品、生物制品中需氧菌和真菌的培养 也用于一般细菌增菌的通用培养基	120
 K0004-2	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB)	500g	用于药品、生物制品中需氧菌和真菌的培养 也用于一般细菌增菌的通用培养基	240
 K0004-6	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) (无菌)	500g	用于一般细菌增菌的通用培养基及模拟预灌装验证	350
 K0715	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) (无动物源)	250g	用于药品、生物制品中需氧菌和真菌的培养	180
 KMG008-1	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <管>	5ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	6
 KMG008	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <管>	10ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
 KM0095	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <管>	15ml	螺口试管、高温高压灭菌，起订量10支倍数	9
 KM0114	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	15
 KM0094-3	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	18
 KM0094-4	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <瓶>	250ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	20
 KM0094-6	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <瓶>	300ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	22
 KM0094	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <瓶>	400ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	25

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
 KM0094-1	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	25
 KM0094-7	0.5%聚山梨酯80-胰酪大豆胨液体培养基<瓶>	500ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	30
 KML002	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	15
 KML002-2	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	20
 KML002-1	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	25
 KM0343	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<袋>	250ml	可立式均质袋，无菌灌装	23
 KM0094-5	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<袋>	500ml	可立式均质袋，无菌灌装	25
 KM0317-1	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）（含拭子）	5ml、内置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	6
 KM0317-2	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）（含拭子）	5ml、外置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	10

 胰酪大豆胨琼脂培养基（TSA） Tryptose Soya Agar
用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测

 K0005	胰酪大豆胨琼脂培养基（TSA）	250g	用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测	125
 K0005-2	胰酪大豆胨琼脂培养基（TSA）	500g	用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测	250
 K0057	胰酪大豆胨琼脂培养基（TSA）	250g（低凝固温度）	用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测	130
 K0057-1	胰酪大豆胨琼脂培养基（TSA）	500g（低凝固温度）	用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测	260
 KMG107	胰酪大豆胨琼脂（TSA）斜面<管>	6ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
 KM0001	胰酪大豆胨琼脂（TSA）平皿	90mm、10皿/包	辐照灭菌	60
 KM0001-4	胰酪大豆胨琼脂（TSA）平皿（内含转移袋）	90mm、10皿/包	辐照灭菌	60
 KM0001-10	胰酪大豆胨琼脂（TSA）平皿（含卵磷脂/吐温80）	90mm、10皿/包	辐照灭菌	70
 KM0330	胰酪大豆胨琼脂(TSA)平皿（大包装）	90mm、10皿/包、4包/袋	辐照灭菌	100
 KM0330-1	胰酪大豆胨琼脂（TSA）平皿（大包装、内含转移袋）	90mm、10皿/包、4包/袋	辐照灭菌	120
 KM0083	胰酪大豆胨琼脂（TSA）接触皿	55mm、10皿/包	辐照灭菌	65
 KM0083-1	胰酪大豆胨琼脂（TSA）接触皿（内含转移袋）	55mm、10皿/包	辐照灭菌	65
 KM0083-2	胰酪大豆胨琼脂（TSA）接触皿（含卵磷脂-吐温80）	55mm、10皿/包	辐照灭菌	70
 KBF001	胰酪大豆胨琼脂培养基（TSA）<袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	22
 KBF001-1	胰酪大豆胨琼脂培养基（TSA）<袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	30

 洋葱伯克霍尔德菌群选择性琼脂培养基(BCCSA) Burkholderia Cepacia Complex Selective Agar
用于药品、生物制品中洋葱伯克霍尔德菌的选择性分离培养

 K0757	洋葱伯克霍尔德菌群选择性琼脂培养基(BCCSA)	250g	用于药品、生物制品中洋葱伯克霍尔德菌的选择性分离培养	240
 KM0522	洋葱伯克霍尔德菌群选择性琼脂（BCCSA）平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	80
 KBF014	洋葱伯克霍尔德菌群选择性琼脂（BCCSA）<袋>	200ml（不含添加剂）	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	22

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价 (元)
 KBFO14-1	洋葱伯克霍尔德菌群选择性琼脂 (BCCSA) <袋>	500ml (不含添加剂)	螺口、可立式塑料袋, 无菌灌装	30
 KS0077	1%抗生素溶液 (BCCSA/BCSA选择性添加剂)	1ml*5支	每支添加于100ml BCCSA/BCSA 中	40
 KS0077-1	1%抗生素溶液 (BCCSA/BCSA选择性添加剂)	2ml*5支	每支添加于200ml BCCSA/BCSA 中	60
 KS0077-2	1%抗生素溶液 (BCCSA/BCSA选择性添加剂)	5ml*5支	每支添加于500ml BCCSA/BCSA 中	100

1.5 抑菌效力检查法 (通则1121) <<

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价 (元)
----	------	----	---------	---------

pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液 pH7.0 Sodium Chloride-Peptone Buffer 用于药品、生物制品样品制备的稀释液或缓冲液

 K0003	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液	250g	用于药品、生物制品样品制备的稀释液或缓冲液	80
 K0003-3	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液	500g	用于药品、生物制品样品制备的稀释液或缓冲液	160
 KMG005	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<管>	9ml	丁基胶塞、塑料管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	6
 KM0091-7	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	13
 KM0091-6	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	17
 KM0091-1	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	225ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	18
 KM0091-5	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	250ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	18
 KM0091-11	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	300ml	丁基胶塞、塑料瓶, 无菌灌装	20
 KM0091	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	400ml	丁基胶塞、塑料瓶, 无菌灌装	22
 KM0091-3	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶, 无菌灌装	25
 KM0091-4	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<袋>	250ml	可立式均质袋, 无菌灌装	16
 KM0091-8	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<袋>	500ml	可立式均质袋, 无菌灌装	25
 KM0461	pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液拭子	10ml、内置拭子	塑料采样管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	10
 KM0461-1	pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液拭子	10ml、外置拭子	塑料采样管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	10
 KM0121	0.05%聚山梨酯80-pH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	15
 KM0121-10	1%聚山梨酯80-pH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	55
 KM0121-11	3%聚山梨酯80-pH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	60
 KM0530	含1%吐温80和2%卵磷脂的pH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	25
 KM0530-1	含0.5%吐温80和0.1%卵磷脂的pH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	50
 KML001	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶, 无菌灌装	13
 KML001-2	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶, 无菌灌装	18
 KML001-3	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶, 无菌灌装	20

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）	
 0.9%无菌氯化钠溶液 0.9% Sterile Sodium Chloride Solution 用于样品制备的稀释液或冲洗液					
	KMG002-2	0.9%无菌氯化钠溶液<管>	5ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	6
	KMG002-1	0.9%无菌氯化钠溶液<管>	9ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	7
	KMG002	0.9%无菌氯化钠溶液<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	7
	KMG003-1	0.05%聚山梨酯80- 0.9%无菌氯化钠溶液<管>	9ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
	KMG003	0.05%聚山梨酯80 -0.9%无菌氯化钠溶液<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
	KM0112-1	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	90ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	12
	KM0112-6	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	12
	KM0112-8	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	14
	KM0112	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	225ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	14
	KM0112-7	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	250ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	14
	KM0112-3	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	20
	KML005	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	10
	KML005-1	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	15
	KML005-2	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	20
	KM0256	0.9%无菌氯化钠溶液<袋>	225ml	均质袋，无菌灌装	12
	KM0292	0.9%无菌氯化钠溶液<袋>	250ml	均质袋，无菌灌装	14
	KM0292-1	0.9%无菌氯化钠溶液<袋>	500ml	均质袋，无菌灌装	18
	KM0319-1	0.9%无菌氯化钠溶液拭子	10ml、内置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
	KM0319-3	0.9%无菌氯化钠溶液拭子	10ml、外置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
	KM0404	无菌擦拭取样拭子 （TSB管+0.9%生理盐水管）	10ml*2支/套、 内置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	15
	KM0404-1	无菌擦拭取样拭子 （TSB管+0.9%生理盐水管）	10ml*2支/套、 外置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	16
 胰酪大豆胨液体培养基（TSB） Tryptose Soya Broth 用于药品、生物制品中需氧菌和真菌的培养，也用于一般细菌增菌的通用培养基					
	K0004	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）	250g	用于药品、生物制品中需氧菌和真菌的培养 也用于一般细菌增菌的通用培养基	120
	K0004-2	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）	500g	用于药品、生物制品中需氧菌和真菌的培养 也用于一般细菌增菌的通用培养基	240
	K0004-6	胰酪大豆胨液体培养基（TSB） （无菌）	500g	用于一般细菌增菌的通用培养基及模拟预灌装验证	350
	K0715	胰酪大豆胨液体培养基（TSB） （无动物源）	250g	用于药品、生物制品中需氧菌和真菌的培养	180
	KMG008-1	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<管>	5ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	6
	KMG008	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
	KM0095	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）<管>	15ml	螺口试管、高温高压灭菌，起订量10支倍数	9

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价 (元)
 KM0114	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶, 高温高压灭菌	15
 KM0094-3	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶, 高温高压灭菌	18
 KM0094-4	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <瓶>	250ml	丁基胶塞、玻璃瓶, 高温高压灭菌	20
 KM0094-6	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <瓶>	300ml	丁基胶塞、塑料瓶, 无菌灌装	22
 KM0094	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <瓶>	400ml	丁基胶塞、塑料瓶, 无菌灌装	25
 KM0094-1	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶, 无菌灌装	25
 KM0094-7	0.5%聚山梨酯80- 胰酪大豆胨液体培养基<瓶>	500ml	丁基胶塞、玻璃瓶, 高温高压灭菌	30
 KML002	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶, 无菌灌装	15
 KML002-2	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶, 无菌灌装	20
 KML002-1	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶, 无菌灌装	25
 KM0343	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <袋>	250ml	可立式均质袋, 无菌灌装	23
 KM0094-5	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <袋>	500ml	可立式均质袋, 无菌灌装	25
 KM0317-1	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) (含拭子)	5ml、内置拭子	塑料采样管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	6
 KM0317-2	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) (含拭子)	5ml、外置拭子	塑料采样管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	10

胰酪大豆胨琼脂培养基 (TSA) Tryptose Soya Agar

用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测

 K0005	胰酪大豆胨琼脂培养基 (TSA)	250g	用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测	125
 K0005-2	胰酪大豆胨琼脂培养基 (TSA)	500g	用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测	250
 K0057	胰酪大豆胨琼脂培养基 (TSA)	250g (低凝固温度)	用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测	130
 K0057-1	胰酪大豆胨琼脂培养基 (TSA)	500g (低凝固温度)	用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测	260
 KMG107	胰酪大豆胨琼脂 (TSA) 斜面<管>	6ml	丁基胶塞、塑料管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	10
 KM0001	胰酪大豆胨琼脂 (TSA) 平皿	90mm、10皿/包	辐照灭菌	60
 KM0001-4	胰酪大豆胨琼脂 (TSA) 平皿 (内含转移袋)	90mm、10皿/包	辐照灭菌	60
 KM0001-10	胰酪大豆胨琼脂 (TSA) 平皿 (含卵磷脂/吐温80)	90mm、10皿/包	辐照灭菌	70
 KM0330	胰酪大豆胨琼脂(TSA)平皿 (大包装)	90mm、10皿/包、 4包/袋	辐照灭菌	100
 KM0330-1	胰酪大豆胨琼脂 (TSA) 平皿 (大包装、内含转移袋)	90mm、10皿/包、 4包/袋	辐照灭菌	120
 KM0083	胰酪大豆胨琼脂 (TSA) 接触皿	55mm、10皿/包	辐照灭菌	65
 KM0083-1	胰酪大豆胨琼脂 (TSA) 接触皿 (内含转移袋)	55mm、10皿/包	辐照灭菌	65
 KM0083-2	胰酪大豆胨琼脂 (TSA) 接触皿 (含卵磷脂-吐温80)	55mm、10皿/包	辐照灭菌	70
 KBF001	胰酪大豆胨琼脂培养基 (TSA) <袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋, 无菌灌装	22
 KBF001-1	胰酪大豆胨琼脂培养基 (TSA) <袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋, 无菌灌装	30

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
沙氏葡萄糖液体培养基（SDB） Sabouraud Dextrose Broth 用于霉菌和酵母菌的增菌培养				
 K0006	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）	250g	用于霉菌和酵母菌的增菌培养	100
 KMG011	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
 KM0115-1	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	15
 KM0115-5	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	18
 KM0115-4	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<瓶>	250ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	20
 KM0115-2	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<瓶>	400ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	25
 KM0115-3	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	25
 KML004	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	15
 KML004-1	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	20
 KML004-2	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	25
 KM0344	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<袋>	200ml	均质袋，无菌灌装	20
 KM0345	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<袋>	225ml	均质袋，无菌灌装	22
 KM0346	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<袋>	250ml	均质袋，无菌灌装	23

沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA） Sabouraud Dextrose Agar				
 K0007	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）	250g	用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养	110
 K0007-2	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）	500g	用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养	220
 K0051	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）	250g（低凝固温度）	用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养	120
 K0051-1	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）	500g（低凝固温度）	用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养	240
 K0664	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA） （含氯霉素）	250g	用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养	120
 KMG125	沙氏葡萄糖琼脂（SDA）斜面<管>	6ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	12
 KM0391-1	沙氏葡萄糖琼脂（SDA）斜面<管>	10ml	平口试管、高温高压灭菌，起订量10支倍数	15
 KM0005	沙氏葡萄糖琼脂（SDA）平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	55
 KM0260	沙氏葡萄糖琼脂（SDA）平皿 （含氯霉素）	90mm、10皿/包	无菌灌装	60
 KM0005-1	沙氏葡萄糖琼脂（SDA）平皿	70mm、10皿/包	无菌灌装	55
 KM0016	沙氏葡萄糖琼脂（SDA）接触皿	55mm、10皿/包	辐照灭菌	60
 KM0016-1	沙氏葡萄糖琼脂（SDA）接触皿 （含氯霉素）	55mm、10皿/包	辐照灭菌	65
 KBF002	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）<袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	25
 KBF002-1	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）<袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	35

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价 (元)
马铃薯葡萄糖琼脂培养基 (PDA) Potato Dextrose Agar 用于药品、生物制品中真菌的培养				
K0008	马铃薯葡萄糖琼脂培养基 (PDA)	250g	用于药品、生物制品中真菌的培养	160
K0008-1	马铃薯葡萄糖琼脂培养基 (PDA) 250g (低凝固温度)		用于药品、生物制品中真菌的培养	180
K0008-2	马铃薯葡萄糖琼脂培养基 (PDA) 500g (低凝固温度)		用于药品、生物制品中真菌的培养	360
KMG119	马铃薯葡萄糖琼脂 (PDA) 斜面<管>	6ml	丁基胶塞、塑料管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	10
KM0002	马铃薯葡萄糖琼脂 (PDA) 平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	60
KM0085	马铃薯葡萄糖琼脂接触皿	55mm、10皿/包	无菌灌装	60
KBF004	马铃薯葡萄糖琼脂培养基 (PDA) <袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋, 无菌灌装	20
KBF004-1	马铃薯葡萄糖琼脂培养基 (PDA) <袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋, 无菌灌装	30

1.6 抗生素微生物检定法 (通则1201)

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价 (元)
改良马丁琼脂培养基 Modified Martin Agar 用于抗生素测定中试验用真菌的培养				
K0023-1	改良马丁琼脂培养基	250g	用于抗生素测定中试验用真菌的培养	90
KMG123	改良马丁琼脂培养基斜面<管>	6ml	丁基胶塞、塑料管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	10
KM0010	改良马丁琼脂平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	70
KBF015	改良马丁琼脂<袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋, 无菌灌装	20
KBF015-1	改良马丁琼脂<袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋, 无菌灌装	30

营养肉汤培养基 (NB) Nutrient Broth 用于一般细菌的培养、转种、复壮、增菌				
K0024-1	营养肉汤培养基 (NB)	250g	用于一般细菌的培养、转种、复壮、增菌	70
KMG010-1	营养肉汤培养基 (NB) <管>	9ml	丁基胶塞、塑料管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	9
KMG010	营养肉汤培养基 (NB) <管>	10ml	丁基胶塞、塑料管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	9
KM0098-1	营养肉汤培养基 (NB) <瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶, 高温高压灭菌	12
KM0098-4	营养肉汤培养基 (NB) <瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶, 无菌灌装	20
KML011	营养肉汤培养基 (NB) <瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶, 无菌灌装	10
KML011-1	营养肉汤培养基 (NB) <瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶, 无菌灌装	15
KML011-2	营养肉汤培养基 (NB) <瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶, 无菌灌装	20
KM0362	营养肉汤培养基 (NB) <袋>	225ml	均质袋, 无菌灌装	15

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
营养琼脂培养基（NA） Nutrient Agar 用于细菌的培养及细菌总数的测定				
 K0025-1	营养琼脂培养基（NA）	250g	用于细菌的培养及细菌总数的测定	100
 K0025-3	营养琼脂培养基（NA）	250g（低凝固温度）	用于抗生素测定中试验用细菌的培养计数	120
 K0025-5	营养琼脂培养基（NA）	500g（低凝固温度）	用于抗生素测定中试验用细菌的培养计数	240
 KMG122	营养琼脂培养基斜面<管>	6ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
 KM0009	营养琼脂（NA）平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	55
 KM0009-1	营养琼脂（NA）平皿	70mm、10皿/包	无菌灌装	50
 KM0081	营养琼脂（NA）接触皿	55mm、10皿/包	辐照灭菌	60
 KM0009-3	营养琼脂培养基（NA）<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	10
 KM0009-5	营养琼脂培养基（NA）<瓶>	500ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	30
 KBF005	营养琼脂培养基（NA）<袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	20
 KBF005-1	营养琼脂培养基（NA）<袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	30
抗生素检定培养基1号（pH6.5-6.6） Antibiotic Medium NO.1（pH6.5-6.6） 用于磺苄西林效价测定				
 K0074-1	抗生素检定培养基1号（pH6.5-6.6）	250g	用于磺苄西林效价测定	100
抗生素检定培养基1号（pH7.8-8.0） Antibiotic Medium NO.1（pH7.8-8.0） 用于链霉素、卡那霉素、庆大霉素、红霉素等效价测定				
 K0075-1	抗生素检定培养基1号（pH7.8-8.0）	250g	用于链霉素、卡那霉素、庆大霉素、红霉素等效价测定	100
抗生素检定培养基2号（pH6.5-6.6） Antibiotic Medium NO.2（pH6.5-6.6） 用于四环素、土霉素、氯霉素等效价测定				
 K0076-1	抗生素检定培养基2号（pH6.5-6.6）	250g	用于四环素、土霉素、金霉素等效价测定	100
抗生素检定培养基2号（pH7.8-8.0） Antibiotic Medium NO.2（pH7.8-8.0） 用于林可霉素、克林霉素等效价测定				
 K06003	抗生素检定培养基2号（pH7.8-8.0）	250g	用于林可霉素、克林霉素等效价测定	100
抗生素检定培养基3号（pH7.0-7.2） Antibiotic Medium NO.3（pH7.0-7.2） 用于藤黄八叠球菌悬液制备				
 K0077-1	抗生素检定培养基3号（pH7.0-7.2）	250g	用于藤黄八叠球菌悬液制备	100

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价 (元)
抗生素检定培养基4号 (pH6.0-6.2) Antibiotic Medium NO.4 (pH6.0-6.2) 用于两性霉素B等的效价				
 K0078-1	抗生素检定培养基4号 (pH6.0-6.2)	250g	用于两性霉素B等的效价	100
抗生素检定培养基5号 (pH6.0-6.2) Antibiotic Medium NO.5 (pH6.0-6.2) 用于两性霉素B的效价测定, 并用于啤酒酵母菌的培养				
 K0079-1	抗生素检定培养基5号 (pH 6.0-6.2)	250g	用于两性霉素B的效价测定, 并用于啤酒酵母菌的培养	100
抗生素检定培养基6号 (pH 7.2-7.4) Antibiotic Medium NO.6 (pH7.2-7.4) 用于粘菌素的效价测定				
 K0080-1	抗生素检定培养基6号 (pH 7.2-7.4)	250g	用于粘菌素的效价测定	100
抗生素检定培养基6号 (pH 7.8-8.0) Antibiotic Medium NO.6 (pH7.8-8.0) 用于粘菌素的效价测定				
 K0080-2	抗生素检定培养基6号 (pH 7.8-8.0)	250g	用于粘菌素的效价测定	100
抗生素检定培养基7号 (pH 6.5-6.6) Antibiotic Medium NO.7 (pH6.5-6.6) 用于头孢噻肟钠等效价测定				
 K0081-1	抗生素检定培养基7号 (pH 6.5-6.6)	250g	用于头孢噻肟钠等效价测定	100
抗生素检定培养基8号 (pH 6.5-6.6) Antibiotic Medium NO.8 (pH6.5-6.6) 用于去甲万古霉素等效价测定				
 K0082-1	抗生素检定培养基8号 (pH 6.5-6.6)	250g	用于去甲万古霉素等效价测定	100
抗生素检定培养基9号 (pH 6.5) Antibiotic Medium NO.9 (pH6.5) 用于白色念珠菌悬液抗生素效价测定				
 K0083-1	抗生素检定培养基9号 (pH 6.5)	250g	用于白色念珠菌悬液抗生素效价测定	100
多粘菌素B用培养基 Polymyxin B Medium 用于多粘菌素B效价测定				
 K0085-1	多粘菌素B用培养基	250g	用于多粘菌素B效价测定	100
青霉素酶检定用培养基 Penicillinase Assay Medium 用于青霉素酶及其活性的测定				
 K0088	青霉素酶检定用培养基	250g	用于青霉素酶及其活性的测定	150

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
pH5.6 磷酸盐缓冲液 pH5.6 Phosphate Buffer Solution 用于抗生素效价的稀释液或缓冲液				
KML012	pH5.6 磷酸盐缓冲液<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	10
KML012-1	pH5.6 磷酸盐缓冲液<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	15
KML012-2	pH5.6 磷酸盐缓冲液<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	20
pH6.0磷酸盐缓冲液 pH6.0 Phosphate Buffer Solution 用于抗生素效价的稀释液或缓冲液				
KML013	pH6.0磷酸盐缓冲液<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	10
KML013-1	pH6.0磷酸盐缓冲液<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	15
KML013-2	pH6.0磷酸盐缓冲液<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	20
pH7.0磷酸盐缓冲液 pH7.0 Phosphate Buffer Solution 用于抗生素效价的稀释液或缓冲液				
KML014	pH7.0磷酸盐缓冲液<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	10
KML014-1	pH7.0磷酸盐缓冲液<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	15
KML014-2	pH7.0磷酸盐缓冲液<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	20
pH7.8磷酸盐缓冲液 pH7.8 Phosphate Buffer Solution 用于抗生素效价的稀释液或缓冲液				
KML015	pH7.8磷酸盐缓冲液<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	10
KML015-1	pH7.8磷酸盐缓冲液<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	15
KML015-2	pH7.8磷酸盐缓冲液<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	20
pH10.5磷酸盐缓冲液 pH10.5 Phosphate Buffer Solution 用于抗生素效价的稀释液或缓冲液				
KML016	pH10.5磷酸盐缓冲液<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	10
KML016-1	pH10.5磷酸盐缓冲液<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	15
KML016-2	pH10.5磷酸盐缓冲液<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	20



1.7、细菌生化反应培养基（通则3605）

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
----	------	----	---------	--------

糖、醇发酵培养基基础 Sugar-Alcohol Fermentation Medium Base 用于鉴别各种细菌对糖类的发酵生化反应（可定制各类型糖、醇发酵管）

	K0058-1	糖、醇发酵培养基基础	250g	用于鉴别各种细菌对糖类的发酵生化反应	100
	KM0412	鼠李糖发酵管	3ml*5支	用于细菌的鼠李糖发酵试验	30
	KM0413	葡萄糖发酵管	3ml*5支	用于细菌的葡萄糖发酵试验	30
	KM0417	乳糖发酵管	3ml*5支	用于细菌的乳糖发酵试验	30
	KM0418	蔗糖发酵管	3ml*5支	用于细菌的蔗糖发酵试验	30
	KM0427	甘露醇发酵管	3ml*5支	用于细菌的甘露醇发酵试验	35

七叶苷培养基 Esculin Medium 用于鉴别细菌对七叶苷的水解试验

	K0059-1	七叶苷培养基	10g	用于鉴别细菌对七叶苷的水解试验	110
	KMG018	七叶苷培养基<管>	5ml/支	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	16

磷酸盐葡萄糖胨水培养基 Phosphate Glucose Peptone Water Medium 用于鉴别细菌的甲基红试验（M-R反应）和乙酰甲基甲醇试验（V-P反应）

	K0060-1	磷酸盐葡萄糖胨水培养基	250g	用于鉴别细菌的甲基红试验（M-R反应）和V-P试验	70
	KMG017	磷酸盐葡萄糖胨水<管>	9ml/支	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
	KS0019	V-P试剂	5ml*5支	用于V-P反应	40
	KS0020	甲基红试剂	5ml*5支	用于M-R反应	40

蛋白胨水培养基 Peptone Water Medium 用于细菌的靛基质试验

	K0061-1	蛋白胨水培养基	250g	用于细菌的靛基质试验	70
	KMG016-2	蛋白胨水培养基<管>	5ml/支	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
	KMG016-1	蛋白胨水培养基<管>	9ml/支	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
	KMG016	蛋白胨水培养基<管>	10ml/支	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
	KS0003	靛基质试剂	5ml × 5支	靛基质（吲哚）试验	65

三糖铁琼脂培养基（TSI） Triple Sugar Iron Agar 用于肠杆菌科细菌的生化反应筛选

	K0016	三糖铁琼脂培养基（TSI）	250g	用于肠杆菌科细菌的生化反应筛选	100
	KMG109	三糖铁琼脂（TSI）斜面<管>	6ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
	KM0099-1	三糖铁琼脂（TSI）斜面<管>	8ml	平口试管、高温高压灭菌，起订量10支倍数	10
	KM0099-2	三糖铁琼脂培养基（TSI）<瓶>	100ml	玻璃瓶、高温高压灭菌	30

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
克氏双糖铁琼脂培养基 Kligler Iron Agar 用于肠杆菌科细菌对糖发酵及硫化氢反应				
K0062-1	克氏双糖铁琼脂培养基	250g	用于肠杆菌科细菌对糖发酵及硫化氢反应	120
KMG126	克氏双糖铁琼脂斜面	6ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
脲（尿素）培养基 Urea Medium 用于鉴别细菌的尿素酶反应				
K0063-1	脲（尿素）培养基	250g	用于鉴别细菌的尿素酶反应	100
KMG139	脲（尿素）培养基<管>	5ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
KS0014	40%尿素溶液	5ml×5支	尿素琼脂培养基基础、脲培养基基础配套试剂	40
苯丙氨酸琼脂培养基 Phenylalanine Agar 用于鉴别细菌的苯丙氨酸脱氨酶试验（也称苯丙酮酸试验）				
K0064-1	苯丙氨酸琼脂培养基	100g	用于鉴别细菌的苯丙氨酸脱氨酶反应	100
KMG127	苯丙氨酸琼脂斜面<管>	6ml/支	平口试管、高温高压灭菌，起订量10支倍数	10
氨基酸脱羧酶试验培养基基础 Amino Acid Decarboxylase Test Medium Base 用于鉴别细菌的脱羧酶、双水解酶试验				
K0068-1	氨基酸脱羧酶试验培养基基础	100g	用于鉴别细菌的脱羧酶、双水解酶试验	100
KMG021	氨基酸脱羧酶试验培养基对照<管>	5ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
KM0437	L-赖氨酸脱羧酶试验培养基	2.5ml*5支	用于鉴别细菌的赖氨酸脱羧酶试验	35
KM0438	L-鸟氨酸脱羧酶试验培养基	2.5ml*5支	用于鉴别细菌的鸟氨酸脱羧酶试验	35
KM0439	L-精氨酸双水解酶试验培养基	2.5ml*5支	用于鉴别细菌的L-精氨酸双水解酶试验培养基	35
明胶培养基 Gelatin Medium 用于细菌的明胶液化试验				
K0069-1	明胶培养基	250g	用于细菌的明胶液化试验	100
KMG057-1	明胶培养基<管>	5ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	13
KMG057	明胶培养基<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	15
丙二酸钠培养基 Malonate Medium 用于鉴别细菌能否利用丙二酸钠作为碳源而生长繁殖				
K0070-1	丙二酸钠培养基	10g	用于鉴别细菌能否利用丙二酸钠作为碳源而生长繁殖	50
KM0440	丙二酸钠培养基	3ml*5支	西林瓶、高温高压灭菌	35
枸橼酸盐培养基 Citrate Medium 用于鉴别细菌能否利用丙二酸钠作为碳源而生长繁殖				
K0071-1	枸橼酸盐培养基	250g	用于鉴别细菌能否利用枸橼酸盐作为碳源和氮源而生长繁殖	100
KMG115	枸橼酸盐琼脂斜面<管>	6ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	15

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价 (元)
硝酸盐胨水培养基 Nitrate Saline Peptone Water Medium 用于鉴别细菌能否还原硝酸盐成亚硝酸盐				
 K0072-1	硝酸盐胨水培养基	250g	用于鉴别细菌能否还原硝酸盐成亚硝酸盐	100
 KMG019	硝酸盐胨水培养基<管>	5ml/支	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
 KS0115	硝酸盐还原试剂	5ml*4支	用于硝酸盐还原试验	30

半固体营养琼脂培养基 Semisolid Nutrient Agar 用于细菌动力观察、菌种保存				
 K0073-1	半固体营养琼脂培养基	250g	用于细菌动力观察、菌种保存	100
 KMG100	半固体营养琼脂培养基<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	10

石蕊牛奶培养基 Litmus Milk Medium 用于检查细菌对牛奶的凝固和发酵作用				
 K0688	石蕊牛奶培养基	250g	用于检查细菌对牛奶的凝固和发酵作用	130

1.8、洁净室（区）环境监测及无菌模拟灌装

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价 (元)
大豆酪蛋白琼脂培养基 (TSA) Tryptose Soya Agar 用于医药工业环境浮游菌、沉降菌及表面微生物监测				
 K0482	大豆酪蛋白琼脂培养基 (TSA)	250g	用于医药工业环境浮游菌、沉降菌及表面微生物监测	125
 K0482-1	大豆酪蛋白琼脂培养基 (TSA)	500g	用于医药工业环境浮游菌、沉降菌及表面微生物监测	240
 K0482-2	大豆酪蛋白琼脂培养基 (TSA)	250g (低凝固温度)	用于医药工业环境浮游菌、沉降菌及表面微生物监测	140
 KM0020	大豆酪蛋白琼脂 (TSA) 平皿	90mm、10皿/包	辐照灭菌	60
 KM0020-2	大豆酪蛋白琼脂 (TSA) 平皿 (含过氧化氢中和剂)	90mm、10皿/包	辐照灭菌	65
 KM0020-3	大豆酪蛋白琼脂 (TSA) 平皿 (内含转移袋)	90mm、10皿/包	辐照灭菌	65
 KM0096	大豆酪蛋白琼脂 (TSA) 平皿 (含0.1%卵磷脂/0.7%吐温80)	90mm、10皿/包	辐照灭菌	70
 KM0103-1	大豆酪蛋白琼脂 (TSA) 平皿 (含头孢菌素酶)	90mm、10皿/包	辐照灭菌	70
 KM0331	大豆酪蛋白琼脂 (TSA) 平皿 (大包装)	90mm、10皿/包 4包/袋	辐照灭菌	100
 KM0331-1	大豆酪蛋白琼脂 (TSA) 平皿 (大包装、内含转移袋)	90mm、10皿/包 4包/袋	辐照灭菌	120
 KM0080	大豆酪蛋白琼脂 (TSA) 平皿	75mm、10皿/包	辐照灭菌	55
 KM0185	大豆酪蛋白琼脂 (TSA) 平皿	70mm、10皿/包	辐照灭菌	55
 KM0082-1	大豆酪蛋白琼脂 (TSA) 接触皿	55mm、10皿/包	辐照灭菌	65
 KM0082-2	大豆酪蛋白琼脂 (TSA) 接触皿 (内含转移袋)	55mm、10皿/包	辐照灭菌	70
 KM0087	大豆酪蛋白琼脂 (TSA) 接触皿 (含卵磷脂/吐温80)	55mm、10皿/包	辐照灭菌	70
 KM0087-1	大豆酪蛋白琼脂 (TSA) 接触皿 (含吐温80和硫代硫酸钠)	55mm、10皿/包	辐照灭菌	65

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA） Sabouraud Dextrose Agar 用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养				
 K0007	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）	250g	用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养	110
 K0007-2	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）	500g	用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养	220
 K0051	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）	250g（低凝固温度）	用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养	120
 K0051-1	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）	500g（低凝固温度）	用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养	240
 K0664	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA） （含氯霉素）	250g	用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养	120
 KMG125	沙氏葡萄糖琼脂（SDA）斜面<管>	6ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	12
 KM0391-1	沙氏葡萄糖琼脂（SDA）斜面<管>	10ml	平口试管、高温高压灭菌，起订量10支倍数	15
 KM0005	沙氏葡萄糖琼脂（SDA）平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	55
 KM0260	沙氏葡萄糖琼脂（SDA）平皿 （含氯霉素）	90mm、10皿/包	无菌灌装	60
 KM0005-1	沙氏葡萄糖琼脂（SDA）平皿	70mm、10皿/包	无菌灌装	55
 KM0016	沙氏葡萄糖琼脂（SDA）接触皿	55mm、10皿/包	辐照灭菌	60
 KM0016-1	沙氏葡萄糖琼脂（SDA）接触皿 （含氯霉素）	55mm、10皿/包	辐照灭菌	65
 KBF002	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）<袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	25
 KBF002-1	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）<袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	35
表面采样拭子管 Surface Sampling Swab Tube 用于洁净环境表面微生物采样使用				
 KM0265-3	醇、酚类中和剂管	10ml、外置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	15
 KM0266-2	醛类中和剂管	10ml、外置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	15
 KM0267-2	氯、碘类中和剂管	10ml、外置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	15
 KM0268-1	季铵盐类中和剂管	10ml、外置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	15
 KM0270-5	营养肉汤培养基拭子	10ml/包、内置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	15
 KM0317-1	胰酪大豆胨液体培养基（TSB） （含拭子）	5ml、内置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	6
 KM0317-2	胰酪大豆胨液体培养基（TSB） （含拭子）	5ml、外置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
 KM0319-1	0.9%无菌氯化钠溶液拭子	10ml、内置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
 KM0319-3	0.9%无菌氯化钠溶液拭子	10ml、外置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
 KM0404	无菌擦拭取样拭子 （TSB管+0.9%生理盐水管）	10ml*2支/套、 内置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	15
 KM0404-1	无菌擦拭取样拭子 （TSB管+0.9%生理盐水管）	10ml*2支/套、 外置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	16
 KM0461	pH7.0无菌氯化钠- 蛋白胨缓冲液拭子	10ml、内置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
 KM0461-1	pH7.0无菌氯化钠- 蛋白胨缓冲液拭子	10ml、外置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	10

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价 (元)
无菌模拟灌装 Aseptic simulated filling 用于生产线的无菌模拟灌装				
K0004	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB)	250g	用于药品、生物制品中需氧菌和真菌的培养，也用于一般细菌增菌的通用培养基	120
K0004-2	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB)	500g	用于药品、生物制品中需氧菌和真菌的培养，也用于一般细菌增菌的通用培养基	240
K0004-6	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) (无菌)	500g	用于药品、生物制品中需氧菌和真菌的培养及模拟预灌装验证	350
K0715	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) (无动物源)	250g	用于药品、生物制品中需氧菌和真菌的培养	180
KM0469	无菌模拟灌装 胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <袋>	1L	一次性使用储液袋、3个鲁尔接头、止液夹、无菌灌装	600
KM0469-1	无菌模拟灌装 胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <袋>	10L	一次性使用储液袋、3个鲁尔接头、止液夹、无菌灌装	4000
KM0469-2	无菌模拟灌装 胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <袋>	20L	一次性使用储液袋、3个鲁尔接头、止液夹、无菌灌装	7000

1.9、微生态活菌制品杂菌检查法 (中国药典第三部 总论)

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价 (元)
pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液 pH7.0 Sodium Chloride-Peptone Buffer 用于药品、生物制品样品制备的稀释液或缓冲液				
K0003	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液	250g	用于药品、生物制品样品制备的稀释液或缓冲液	80
K0003-3	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液	500g	用于药品、生物制品样品制备的稀释液或缓冲液	160
KMG005	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<管>	9ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	6
KM0091-7	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	13
KM0091-6	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	17
KM0091-1	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	225ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	18
KM0091-5	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	250ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	18
KM0091-11	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	300ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	20
KM0091	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	400ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	22
KM0091-3	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	25
KM0091-4	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<袋>	250ml	可立式均质袋，无菌灌装	16
KM0091-8	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<袋>	500ml	可立式均质袋，无菌灌装	25
KM0461	pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液拭子	10ml、内置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
KM0461-1	pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液拭子	10ml、外置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
KM0121	0.05%聚山梨酯80- pH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	15
KM0121-10	1%聚山梨酯80- pH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	55
KM0121-11	3%聚山梨酯80- pH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	60
KM0530	含1%吐温80和2%卵磷脂的 pH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	25

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
 KM0530-1	含0.5%吐温80和0.1%卵磷脂的 pH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液<瓶>	500ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	50
 KML001	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	13
 KML001-2	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	18
 KML001-3	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	20

 0.9%无菌氯化钠溶液 0.9% Sterile Sodium Chloride Solution
用于样品制备的稀释液或冲洗液

 KMG002-2	0.9%无菌氯化钠溶液<管>	5ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	6
 KMG002-1	0.9%无菌氯化钠溶液<管>	9ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	7
 KMG002	0.9%无菌氯化钠溶液<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	7
 KMG003-1	0.05%聚山梨酯80- 0.9%无菌氯化钠溶液<管>	9ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
 KMG003	0.05%聚山梨酯80 -0.9%无菌氯化钠溶液<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
 KM0112-1	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	90ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	12
 KM0112-6	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	12
 KM0112-8	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	14
 KM0112	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	225ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	14
 KM0112-7	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	250ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	14
 KM0112-3	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	20
 KML005	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	10
 KML005-1	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	15
 KML005-2	0.9%无菌氯化钠溶液<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	20
 KM0256	0.9%无菌氯化钠溶液<袋>	225ml	均质袋，无菌灌装	12
 KM0292	0.9%无菌氯化钠溶液<袋>	250ml	均质袋，无菌灌装	14
 KM0292-1	0.9%无菌氯化钠溶液<袋>	500ml	均质袋，无菌灌装	18
 KM0319-1	0.9%无菌氯化钠溶液拭子	10ml、内置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
 KM0319-3	0.9%无菌氯化钠溶液拭子	10ml、外置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
 KM0404	无菌擦拭取样拭子 (TSB管+0.9%生理盐水管)	10ml*2支/套、 内置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	15
 KM0404-1	无菌擦拭取样拭子 (TSB管+0.9%生理盐水管)	10ml*2支/套、 外置拭子	塑料采样管，无菌灌装，起订量10支倍数	16

 胰酪大豆胨液体培养基（TSB） Tryptose Soy Broth
用于药品、生物制品中需氧菌和真菌的培养，也用于各种微生物的增菌培养

 K0004	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）	250g	用于药品、生物制品中需氧菌和真菌的培养 也用于一般细菌增菌的通用培养基	120
 K0004-2	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）	500g	用于药品、生物制品中需氧菌和真菌的培养 也用于一般细菌增菌的通用培养基	240

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价 (元)
 K0004-6	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) (无菌)	500g	用于一般细菌增菌的通用培养基及模拟预灌装验证	350
 K0715	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) (无动物源)	250g	用于药品、生物制品中需氧菌和真菌的培养	180
 KMG008-1	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <管>	5ml	丁基胶塞、塑料管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	6
 KMG008	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <管>	10ml	丁基胶塞、塑料管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	8
 KM0095	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <管>	15ml	螺口试管、高温高压灭菌, 起订量10支倍数	9
 KM0114	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶, 高温高压灭菌	15
 KM0094-3	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶, 高温高压灭菌	18
 KM0094-4	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <瓶>	250ml	丁基胶塞、玻璃瓶, 高温高压灭菌	20
 KM0094-6	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <瓶>	300ml	丁基胶塞、塑料瓶, 无菌灌装	22
 KM0094	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <瓶>	400ml	丁基胶塞、塑料瓶, 无菌灌装	25
 KM0094-1	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶, 无菌灌装	25
 KM0094-7	0.5%聚山梨酯80-胰酪大豆胨液体培养基<瓶>	500ml	丁基胶塞、玻璃瓶, 高温高压灭菌	30
 KML002	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶, 无菌灌装	15
 KML002-2	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶, 无菌灌装	20
 KML002-1	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶, 无菌灌装	25
 KM0343	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <袋>	250ml	可立式均质袋, 无菌灌装	23
 KM0094-5	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) <袋>	500ml	可立式均质袋, 无菌灌装	25
 KM0317-1	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) (含拭子)	5ml、内置拭子	塑料采样管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	6
 KM0317-2	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) (含拭子)	5ml、外置拭子	塑料采样管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	10

胰酪大豆胨琼脂培养基 (TSA) Tryptose Soya Agar 用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测

 K0005	胰酪大豆胨琼脂培养基 (TSA)	250g	用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测	125
 K0005-2	胰酪大豆胨琼脂培养基 (TSA)	500g	用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测	250
 K0057	胰酪大豆胨琼脂培养基 (TSA)	250g (低凝固温度)	用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测	130
 K0057-1	胰酪大豆胨琼脂培养基 (TSA)	500g (低凝固温度)	用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测	260
 KMG107	胰酪大豆胨琼脂 (TSA) 斜面<管>	6ml	丁基胶塞、塑料管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	10
 KM0001	胰酪大豆胨琼脂 (TSA) 平皿	90mm、10皿/包	辐照灭菌	60
 KM0001-4	胰酪大豆胨琼脂 (TSA) 平皿 (内含转移袋)	90mm、10皿/包	辐照灭菌	60
 KM0001-10	胰酪大豆胨琼脂 (TSA) 平皿 (含卵磷脂/吐温80)	90mm、10皿/包	辐照灭菌	70
 KM0330	胰酪大豆胨琼脂(TSA)平皿 (大包装)	90mm、10皿/包、4包/袋	辐照灭菌	100
 KM0330-1	胰酪大豆胨琼脂 (TSA) 平皿 (大包装、内含转移袋)	90mm、10皿/包、4包/袋	辐照灭菌	120

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
 KM0083	胰酪大豆胨琼脂（TSA）接触皿	55mm、10皿/包	辐照灭菌	65
 KM0083-1	胰酪大豆胨琼脂（TSA）接触皿 （内含转移袋）	55mm、10皿/包	辐照灭菌	65
 KM0083-2	胰酪大豆胨琼脂（TSA）接触皿 （含卵磷脂-吐温80）	55mm、10皿/包	辐照灭菌	70
 KBF001	胰酪大豆胨琼脂培养基（TSA）<袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	22
 KBF001-1	胰酪大豆胨琼脂培养基（TSA）<袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	30

 沙氏葡萄糖液体培养基（SDB） Sabouraud Dextrose Broth
用于药品、生物制品中真菌的培养

 K0006	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）	250g	用于霉菌和酵母菌的增菌培养	100
 KMG011	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
 KM0115-1	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	15
 KM0115-5	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<瓶>	200ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	18
 KM0115-4	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<瓶>	250ml	丁基胶塞、玻璃瓶，高温高压灭菌	20
 KM0115-2	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<瓶>	400ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	25
 KM0115-3	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶，无菌灌装	25
 KML004	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	15
 KML004-1	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<瓶>	250ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	20
 KML004-2	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	25
 KM0344	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<袋>	200ml	均质袋，无菌灌装	20
 KM0345	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<袋>	225ml	均质袋，无菌灌装	22
 KM0346	沙氏葡萄糖液体培养基（SDB）<袋>	250ml	均质袋，无菌灌装	23

 沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA） Sabouraud Dextrose Agar
用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养

 K0007	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）	250g	用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养	110
 K0007-2	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）	500g	用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养	220
 K0051	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA） 250g（低凝固温度）	250g（低凝固温度）	用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养	120
 K0051-1	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA） 500g（低凝固温度）	500g（低凝固温度）	用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养	240
 K0664	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA） （含氯霉素）	250g	用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌计数培养	120
 KMG125	沙氏葡萄糖琼脂（SDA）斜面<管>	6ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	12
 KM0391-1	沙氏葡萄糖琼脂（SDA）斜面<管>	10ml	平口试管、高温高压灭菌，起订量10支倍数	15
 KM0005	沙氏葡萄糖琼脂（SDA）平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	55
 KM0260	沙氏葡萄糖琼脂（SDA）平皿 （含氯霉素）	90mm、10皿/包	无菌灌装	60

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价 (元)
 KM0005-1	沙氏葡萄糖琼脂 (SDA) 平皿	70mm、10皿/包	无菌灌装	55
 KM0016	沙氏葡萄糖琼脂 (SDA) 接触皿	55mm、10皿/包	辐照灭菌	60
 KM0016-1	沙氏葡萄糖琼脂 (SDA) 接触皿 (含氯霉素)	55mm、10皿/包	辐照灭菌	65
 KBF002	沙氏葡萄糖琼脂培养基 (SDA) <袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋, 无菌灌装	25
 KBF002-1	沙氏葡萄糖琼脂培养基 (SDA) <袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋, 无菌灌装	35

念珠菌显色培养基 Candida Chromogenic Medium

用于念珠菌分离和鉴定, 白色念珠菌显绿色

 KC006	念珠菌显色培养基	1L	用于念珠菌分离和鉴定	760
 KM0192	念珠菌显色培养基平皿	Φ70mm 10皿/包	无菌灌装	300
 KM0191	念珠菌显色培养基平皿	Φ90mm 10皿/包	无菌灌装	300

7.5%氯化钠肉汤培养基 7.5% Sodium Chloride Broth

用于微生物活菌制品微生物限度检查法中金黄色葡萄球菌的选择性增菌

 K0038	7.5%氯化钠肉汤培养基	250g	用于微生物活菌制品微生物限度检查法中 金黄色葡萄球菌的选择性增菌	85
 KMG036-1	7.5%氯化钠肉汤<管>	9ml	丁基胶塞、塑料管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	8
 KMG036	7.5%氯化钠肉汤<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	8

甘露醇氯化钠琼脂培养基 Mannitol Salt Agar

用于药品、生物制品中金黄色葡萄球菌的选择性分离培养

 K0018	甘露醇氯化钠琼脂培养基	250g	用于药品、生物制品中 金黄色葡萄球菌的选择性分离培养	120
 K0018-3	甘露醇氯化钠琼脂培养基	500g	用于药品、生物制品中 金黄色葡萄球菌的选择性分离培养	220
 K0018-1	甘露醇氯化钠琼脂培养基	250g (低凝固温度)	用于药品、生物制品中 金黄色葡萄球菌的选择性分离培养	130
 K0018-2	甘露醇氯化钠琼脂培养基	500g (低凝固温度)	用于药品、生物制品中 金黄色葡萄球菌的选择性分离培养	240
 KM0008	甘露醇氯化钠琼脂平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	70
 KM0008-1	甘露醇氯化钠琼脂培养基<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	30
 KBF013	甘露醇氯化钠琼脂培养基<袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋, 无菌灌装	15
 KBF013-1	甘露醇氯化钠琼脂培养基<袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋, 无菌灌装	30

梭菌增菌培养基 Clostridium Enrichment Medium

用于梭菌的增菌培养

 K0019	梭菌增菌培养基	250g	用于药品、生物制品中梭菌的增菌培养	240
 KMG015	梭菌增菌培养基<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	10

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
哥伦比亚琼脂培养基基础 Columbia Agar 用于梭菌分离培养				
 K0020	哥伦比亚琼脂培养基	250g	用于梭菌分离培养	260
 K0020-1	哥伦比亚琼脂培养基	500g	用于梭菌分离培养	480
 KMG113	哥伦比亚琼脂斜面<管>	6ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
 KM0184	哥伦比亚琼脂平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	60
 KM0184-1	哥伦比亚琼脂平皿（含庆大霉素）	90mm、10皿/包	无菌灌装	70
 KBF017	哥伦比亚琼脂培养基<袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	20
 KBF017-1	哥伦比亚琼脂培养基<袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	35
胆盐乳糖培养基（BL） Bile Lactose Medium 微生态活菌制品杂菌中大肠杆菌、沙门氏菌的选择性增菌培养				
 K0032	胆盐乳糖培养基（BL）	250g	微生态活菌制品杂菌中大肠杆菌 沙门氏菌的选择性增菌培养	80
 KMG140	胆盐乳糖培养基（BL）<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
曙红亚甲蓝琼脂培养基（EMB） Eosin-Methylene Blue Agar 用于微生态活菌制品微生物限度检查法中大肠杆菌、大肠菌群和沙门氏菌的选择性分离				
 K0034	曙红亚甲蓝琼脂培养基（EMB）	250g	用于微生态活菌制品微生物限度检查法中 大肠杆菌、大肠菌群和沙门氏菌的选择性分离	110
 KM0012	曙红亚甲蓝琼脂平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	50
 KBF018	曙红亚甲蓝琼脂培养基（EMB）<袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	20
 KBF018-1	曙红亚甲蓝琼脂培养基（EMB）<袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	30
沙门、志贺菌属琼脂培养基（SS） Salmonella-Shigella Agar 用于微生态活菌制品微生物限度检查中沙门菌、志贺菌的选择性分离				
 K0674	沙门、志贺菌属琼脂培养基（SS）	250g	用于微生态活菌制品微生物限度检查中 沙门菌、志贺菌的选择性分离	130
 KM0013-1	沙门、志贺菌属琼脂（SS）平皿	70mm、10皿/包	无菌灌装	70
 KM0013	沙门、志贺菌属琼脂（SS）平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	45
 KBF019	沙门、志贺菌属琼脂培养基（SS）<袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	20
 KBF019-1	沙门、志贺菌属琼脂培养基（SS）<袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	30
NAC液体培养基 NAC Broth 用于微生态活菌制品微生物限度检查中铜绿假单胞菌的选择性增菌				
 K0733	NAC液体培养基	250g	用于微生态活菌制品微生物限度检查中 铜绿假单胞菌的选择性增菌	150
 KMG141	NAC液体培养基<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	10

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价 (元)
----	------	----	---------	---------



NAC琼脂培养基 NAC Agar

用于微生态活菌制品微生物限度检查中铜绿假单胞菌的选择性增菌

	K0595	NAC琼脂培养基	250g	用于微生态活菌制品微生物限度检查中铜绿假单胞菌的选择性增菌	150
	KM0553	NAC琼脂平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	70
	KBF020	NAC琼脂培养基<袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋, 无菌灌装	20
	KBF020-1	NAC琼脂培养基<袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋, 无菌灌装	30



绿脓菌素测定用培养基 (PDP琼脂培养基) Pseudomonas Agar Medium for Detection of Pyocyanin

用于微生态活菌制品微生物限度检查法中铜绿假单胞菌的绿脓菌素的测定试验

	K0046	绿脓菌素测定用培养基 (PDP琼脂培养基)	250g	用于微生态活菌制品微生物限度检查法中铜绿假单胞菌的绿脓菌素的测定试验。	100
	KMG114	绿脓菌素测定用培养基斜面<管>	6ml	丁基胶塞、塑料管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	15

(二) 2015版化妆品检测用培养基

2.1 供检样品制备

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价 (元)
----	------	----	---------	---------



0.85%无菌氯化钠溶液 0.85% Sterile Saline

用于样品溶液制备及稀释

	KM0116	0.85%无菌氯化钠溶液<瓶>	500ml	丁基胶塞、玻璃瓶、过滤灌装、高压灭菌	18
	KM0116-1	0.85%无菌氯化钠溶液<瓶>	400ml	丁基胶塞、玻璃瓶、过滤灌装、高压灭菌	15
	KM0116-2	0.85%无菌氯化钠溶液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、过滤灌装、高压灭菌	12
	KML017	0.85%无菌氯化钠溶液<瓶>	90ml	螺口盖、塑料瓶, 无菌灌装	10
	KML017-1	0.85%无菌氯化钠溶液<瓶>	225ml	螺口盖、塑料瓶, 无菌灌装	12
	KML017-2	0.85%无菌氯化钠溶液<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶, 无菌灌装	15
	KMG004	0.85%无菌氯化钠溶液<管>	9ml	丁基胶塞、塑料管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	8
	KM0257	0.85%无菌氯化钠溶液<袋>	225ml	可立式均质袋、无菌灌装、辐照灭菌	12

注: 化妆品标准中, 0.85%无菌氯化钠溶液常使用规格: 90ml、75ml、70ml、9ml。



无菌液体石蜡 Sterile Liquid Paraffin

用于油性及疏水性样品溶液制备

	KM0356	无菌液体石蜡<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高压灭菌	16
--	--------	-----------	-------	---------------	----

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
 无菌吐温80 Sterile Tween 80 用于化妆品样品的助溶剂或乳化剂				
 KS0011	无菌吐温80<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高压灭菌	20
 KS0011-2	无菌吐温80<瓶>	500ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高压灭菌	50

2.2 菌落总数检验

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
 0.85%无菌氯化钠溶液 0.85% Sterile Saline 用于样品溶液制备及稀释				
 KM0116	0.85%无菌氯化钠溶液<瓶>	500ml	丁基胶塞、玻璃瓶、过滤灌装、高压灭菌	18
 KM0116-1	0.85%无菌氯化钠溶液<瓶>	400ml	丁基胶塞、玻璃瓶、过滤灌装、高压灭菌	15
 KM0116-2	0.85%无菌氯化钠溶液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、过滤灌装、高压灭菌	12
 KML017	0.85%无菌氯化钠溶液<瓶>	90ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	10
 KML017-1	0.85%无菌氯化钠溶液<瓶>	225ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	12
 KML017-2	0.85%无菌氯化钠溶液<瓶>	500ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	15
 KMG004	0.85%无菌氯化钠溶液<管>	9ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	8
 KM0257	0.85%无菌氯化钠溶液<袋>	225ml	可立式均质袋、无菌灌装、辐照灭菌	12
注：化妆品标准中，0.85%无菌氯化钠溶液常使用规格：90ml、75ml、70ml、9ml。				

 卵磷脂吐温80—营养琼脂 Lecithin Tween 80 Nutrient Agar 用于化妆品细菌总数测定				
 K0142	卵磷脂吐温80—营养琼脂	250g	用于化妆品细菌总数测定	120
 KM0022	卵磷脂吐温80—营养琼脂平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	60
 KM0324	卵磷脂吐温80—营养琼脂<瓶>	400ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	45
 KBF021	卵磷脂吐温80—营养琼脂<袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	25
 KBF021-1	卵磷脂吐温80—营养琼脂<袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	35

 0.5% TTC溶液 0.5% TTC Solution 用于区别化妆品中的颗粒与菌落				
 KS0006	0.5%TTC溶液	1ml×5支	每支可加入100ml卵磷脂吐温80—营养琼脂中加入1支	20
 KS0006-1	0.5%TTC溶液	2ml×5支	每支可加入200ml卵磷脂吐温80—营养琼脂中加入1支	30
 KS0006-2	0.5%TTC溶液	20ml/瓶	每支可加入2000ml卵磷脂吐温80—营养琼脂中加入1支	80

2.3 耐热大肠菌群检验

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价 (元)
双倍乳糖胆盐 (含中和剂) 培养基 Double Lactose Bile Salt(Containing Neutralizer)Medium 用于化妆品中耐热大肠菌群的测定				
 K0143	双倍乳糖胆盐 (含中和剂) 培养基	250g	用于化妆品中耐热大肠菌群的测定	100
 KMG035	双倍乳糖胆盐发酵管 (含中和剂) <管>	10ml	丁基胶塞、塑料管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	10
伊红美兰 (EMB) 琼脂 Eosin Methylene Blue Agar (EMB) 用于化妆品中耐热大肠菌群的测定				
 K0144	伊红美兰 (EMB) 琼脂	250g	用于化妆品中耐热大肠菌群的测定	130
 KM0034	伊红美兰琼脂平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	60
蛋白胨水 (作靛基质试验用) Peptone Water 用于靛基质试验				
 K0145	蛋白胨水	250g	用于靛基质试验	55
 KMG016-2	蛋白胨水培养基<管>	5ml/支	丁基胶塞、塑料管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	8
 KMG016-1	蛋白胨水培养基<管>	9ml/支	丁基胶塞、塑料管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	10
 KMG016	蛋白胨水培养基<管>	10ml/支	丁基胶塞、塑料管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	10
 KS0003	靛基质试剂	5ml × 5支	蛋白胨水培养基的靛基质 (吲哚) 试验	65
革兰氏染色液 Gram Stain 用于革兰氏染色				
 KS0009	革兰氏染色液	5ml × 5支	用于革兰氏染色	40

2.4 铜绿假单胞菌检验

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价 (元)
SCDLP 液体培养基 Soya Casein Digest Lecithin Polysorbate Broth 用于化妆品样品制备, 前增菌培养				
 K0141	SCDLP液体培养基	250g	用于化妆品样品制备, 前增菌培养	100
 KMG033	SCDLP培养液<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	10
 KM0275-1	SCDLP培养液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	16
 KM0275-3	SCDLP培养液<瓶>	90ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	20
十六烷三甲基溴化铵培养基 Cetrimide Agar 用于绿脓杆菌的选择性分离培养				
 K0147	十六烷三甲基溴化铵培养基	250g	用于绿脓杆菌的选择性分离培养	120
 KM0025	十六烷三甲基溴化铵琼脂平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	80

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
 乙酰胺培养基 Acetamide Agar 用于绿脓杆菌的选择性分离培养				
 K0148	乙酰胺培养基	250g	用于绿脓杆菌的选择性分离培养	120
 KM0443	乙酰胺琼脂平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	60
 绿脓菌素测定用培养基 Pyocyanin Test Medium 用于化妆品中铜绿假单胞菌的绿脓菌素测定试验				
 K0149	绿脓菌素测定用培养基	250g	用于化妆品中铜绿假单胞菌的绿脓菌素测定试验	105
 KMG114	绿脓菌素测定用培养基斜面<管>	6ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	9
 KS0015	甘油（无菌）	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	15
 明胶培养基 Gelatin Medium 用于细菌的明胶液化试验				
 K0155	明胶培养基	250g	用于细菌的明胶液化试验	80
 KMG057-1	明胶培养基<管>	5ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	13
 KMG057	明胶培养基<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	15
 硝酸盐蛋白胨水培养基 Nitrate Peptone Water Medium 用于硝酸盐还原试验				
 K0154	硝酸盐蛋白胨水培养基	250g	用于硝酸盐还原试验	70
 KMG053	硝酸盐蛋白胨水培养基<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	6
 普通琼脂斜面培养基 Ordinary Agar Slant Medium 用于42℃生长试验及细菌的纯化培养				
 K0150	普通琼脂斜面培养基	250g	用于42℃生长试验及细菌的纯化培养	100
 KMG128	普通琼脂斜面培养基斜面	6ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	10
 革兰氏染色液 Gram Stain 用于革兰氏染色				
 KS0009	革兰氏染色液	5ml × 5支	用于革兰氏染色	40
 氧化酶试剂 Oxidase ReagentOxidase Reagent 用于细菌氧化酶试验				
 KS0018	氧化酶试剂	5ml × 5支	用于氧化酶试验	20

2.5 金黄色葡萄球菌检验

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价 (元)
SCDLP 液体培养基 <i>Soya Casein Digest Lecithin Polysorbate Broth</i> 用于化妆品样品制备, 前增菌培养				
 K0141	SCDLP液体培养基	250g	用于化妆品样品制备, 前增菌培养	100
 KMG033	SCDLP培养液<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	10
 KM0275-1	SCDLP培养液<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	16
 KM0275-3	SCDLP培养液<瓶>	90ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	20
7.5%氯化钠肉汤 <i>Sodium Chloride Broth</i> 用于金黄色葡萄球菌的选择性增菌培养				
 K0151	7.5%氯化钠肉汤	250g	用于金黄色葡萄球菌的选择性增菌培养	80
 KMG036-1	7.5%氯化钠肉汤<管>	9ml	丁基胶塞、塑料管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	8
 KMG036	7.5%氯化钠肉汤<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	8
 KM0366	7.5%氯化钠肉汤<袋>	225ml	可立式均质袋、无菌灌装	15
 KM0366-1	7.5%氯化钠肉汤<瓶>	225ml	丁基胶塞、玻璃瓶、无菌灌装	15
Baird-Parker平板基础 <i>Baird-Parker Agar Base</i> 用于化妆品中金黄色葡萄球菌的选择性分离培养				
 K0152	Baird-Parker平板基础	250g	用于化妆品中金黄色葡萄球菌的选择性分离培养	240
 KM0023	Baird-Parker琼脂平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	100
 KS0007	亚碲酸盐卵黄增菌液	5ml × 5支	Baird-Parker平板基础配套试剂	35
血琼脂培养基基础 <i>Blood Agar Base</i> 用于分离营养要求较高的致病菌及溶血性试验				
 K0157	血琼脂培养基基础	250g	用于分离营养要求较高的致病菌及溶血性试验	120
 KM0037	血琼脂平板	90mm、10皿/包	无菌灌装	60
 KM0037-1	血琼脂平板	70mm、10皿/包	无菌灌装	48
 KS0103-2	无菌脱纤维羊血	100ml	用于血平板配套试剂	200
甘露醇发酵培养基 <i>Mannitol Fermentation Medium</i> 用于金黄色葡萄球菌甘露醇发酵试验				
 K0153	甘露醇发酵培养基	250g	用于金黄色葡萄球菌甘露醇发酵试验	100
 KMG037	甘露醇发酵培养基<管>	10ml	丁基胶塞、塑料管, 无菌灌装, 起订量10支倍数	6
 KM0356	无菌液体石蜡	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	16
无菌液体石蜡 <i>Sterile Liquid Paraffin</i> 用于油性及疏水性样品溶液制备				
 KM0356	无菌液体石蜡<瓶>	100ml	丁基胶塞、玻璃瓶、高温高压灭菌	16

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
 革兰氏染色液 Gram Stain 用于革兰氏染色				
 KS0009	革兰氏染色液	5ml × 5支	用于革兰氏染色	40
 冻干兔血浆 Freeze-Dried Rabbit Plasma 用于金黄色葡萄球菌凝固酶试验				
 KS0008	冻干兔血浆	0.5ml × 5支	用于金黄色葡萄球菌凝固酶试验	60

2.6 霉菌和酵母菌检验

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
 0.85%无菌氯化钠溶液 0.85% Sterile Saline 用于样品溶液制备及稀释 注：化妆品标准中，0.85%无菌氯化钠溶液常使用规格：90ml、75ml、70ml、9ml。				
 KM0116	0.85%无菌氯化钠溶液<瓶>	500ml	丁基胶塞、塑料瓶、过滤灌装、辐照灭菌	18
 KM0116-1	0.85%无菌氯化钠溶液<瓶>	400ml	丁基胶塞、塑料瓶、过滤灌装、辐照灭菌	13
 KM0116-2	0.85%无菌氯化钠溶液<瓶>	100ml	丁基胶塞、塑料瓶、过滤灌装、辐照灭菌	12
 KML017	0.85%无菌氯化钠溶液<瓶>	400ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	15
 KML017-1	0.85%无菌氯化钠溶液<瓶>	225ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	8
 KML017-2	0.85%无菌氯化钠溶液<瓶>	100ml	螺口盖、塑料瓶，无菌灌装	12
 KMG004	0.85%无菌氯化钠溶液<管>	500ml	丁基胶塞、塑料管，无菌灌装，起订量10支倍数	12
 KM0257	0.85%无菌氯化钠溶液<袋>	225ml	可立式均质袋、无菌灌装、辐照灭菌	12
 虎红（孟加拉红）培养基 Rose Bengal Medium 用于化妆品中霉菌及酵母菌总数测定				
 K0156	虎红（孟加拉红）培养基	250g	用于化妆品中霉菌及酵母菌总数测定	150
 K0156-2	虎红（孟加拉红）培养基	500g	用于化妆品中霉菌及酵母菌总数测定	300
 KM0024	虎红（孟加拉红）琼脂平皿	90mm、10皿/包	无菌灌装	80
 KM0024-1	虎红（孟加拉红）琼脂接触皿	55mm、10皿/包	无菌灌装	70
 KBF022	虎红（孟加拉红）培养基<袋>	200ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	20
 KBF022-1	虎红（孟加拉红）培养基<袋>	500ml	螺口、可立式塑料袋，无菌灌装	35

（三）冻干菌株及保存管

3.1 冻干定性菌株（二代）

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
 KDX001	金黄色葡萄球菌（定性菌株）	2代、CMCC(B)26003	用于培养基检测及阳性菌使用	150
 KDX002	铜绿假单胞菌（定性菌株）	2代、CMCC(B)10104	用于培养基检测及阳性菌使用	150
 KDX003	枯草芽孢杆菌（定性菌株）	2代、CMCC(B)63501	用于培养基检测及阳性菌使用	150
 KDX004	白色念珠菌（定性菌株）	2代、CMCC(F)98001	用于培养基检测及阳性菌使用	150

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价 (元)
 KDX005	黑曲霉 (定性菌株)	2代、CMCC(F)98003	用于培养基检测及阳性菌使用	150
 KDX006	大肠埃希氏菌 (定性菌株)	2代、CMCC(B)44102	用于培养基检测及阳性菌使用	150
 KDX007	乙型副伤寒沙门氏菌 (定性菌株)	2代、CMCC(B)50094	用于培养基检测及阳性菌使用	150
 KDX008	生孢梭菌 (定性菌株)	2代、CMCC(B)64941	用于培养基检测及阳性菌使用	200
 KDX009	洋葱伯克霍尔德菌 (定性菌株)	2代、CMCC(B)23005	用于培养基检测及阳性菌使用	180
 KDX010	新洋葱伯克霍尔德菌 (定性菌株)	2代、CMCC(B)23006	用于培养基检测及阳性菌使用	180
 KDX011	神秘伯克霍尔德菌 (定性菌株)	2代、CMCC(B)23010	用于培养基检测及阳性菌使用	180
 KDX012	乙型溶血性链球菌 (定性菌株)	2代、CMCC(B)32210	用于培养基检测及阳性菌使用	180
 KDX013	福氏志贺氏菌 (定性菌株)	2代、CMCC(B)51572	用于培养基检测及阳性菌使用	180
 KDX014	金黄色葡萄球菌 (定性菌株)	2代、ATCC6538	用于培养基检测及阳性菌使用	300
 KDX015	大肠埃希氏菌 (定性菌株)	2代、ATCC8739	用于培养基检测及阳性菌使用	300
 KDX016	铜绿假单胞菌 (定性菌株)	2代、ATCC9027	用于培养基检测及阳性菌使用	300
 KDX017	枯草芽孢杆菌 (定性菌株)	2代、ATCC6633	用于培养基检测及阳性菌使用	300
 KDX018	白色念珠菌 (定性菌株)	2代、ATCC10231	用于培养基检测及阳性菌使用	300
 KDX019	巴西曲霉 (定性菌株)	2代、ATCC16404	用于培养基检测及阳性菌使用	300
 KDX020	鼠伤寒沙门氏菌 (定性菌株)	2代、ATCC14028	用于培养基检测及阳性菌使用	300

3.2 冻干定量菌株 (三代) <<

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价 (元)
 KDL0102	金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003	110~1100cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	300
 KDL0104	金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003	1100~11000cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400
 KDL0105	金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003	10 ⁴ ~10 ⁶ cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400
 KDL0107	金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003	10 ⁴ ~10 ⁸ cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400
 KDL0202	铜绿假单胞菌 CMCC(B)10104	110~1100cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	300
 KDL0204	铜绿假单胞菌 CMCC(B)10104	1100~11000cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400
 KDL0205	铜绿假单胞菌 CMCC(B)10104	10 ⁴ ~10 ⁶ cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400
 KDL0207	铜绿假单胞菌 CMCC(B)10104	10 ⁴ ~10 ⁸ cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400
 KDL0302	枯草芽孢杆菌 CMCC(B)63501	110~1100cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	300
 KDL0304	枯草芽孢杆菌 CMCC(B)63501	1100~11000cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400
 KDL0305	枯草芽孢杆菌 CMCC(B)63501	10 ⁴ ~10 ⁶ cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400
 KDL0307	枯草芽孢杆菌 CMCC(B)63501	10 ⁴ ~10 ⁸ cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400
 KDL0402	生孢梭菌 CMCC(B)64941	110~1100cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	300
 KDL0404	生孢梭菌 CMCC(B)64941	1100~11000cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400
 KDL0405	生孢梭菌 CMCC(B)64941	10 ⁴ ~10 ⁶ cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400
 KDL0407	生孢梭菌 CMCC(B)64941	10 ⁴ ~10 ⁸ cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400

为您提供微生物检测整体解决方案

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
 KDL0502	大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102	110-1100cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	300
 KDL0504	大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102	1100-11000cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400
 KDL0505	大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102	10 ⁵ -10 ⁶ cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400
 KDL0507	大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102	10 ⁷ -10 ⁸ cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400
 KDL0602	乙型副伤寒沙门氏菌 CMCC(B)50094	110-1100cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	300
 KDL0604	乙型副伤寒沙门氏菌 CMCC(B)50094	1100-11000cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400
 KDL0605	乙型副伤寒沙门氏菌 CMCC(B)50094	10 ⁵ -10 ⁶ cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400
 KDL0607	乙型副伤寒沙门氏菌 CMCC(B)50094	10 ⁷ -10 ⁸ cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400
 KDL0702	白色念珠菌 CMCC(F)98001	110-1100cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	300
 KDL0704	白色念珠菌 CMCC(F)98001	1100-11000cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400
 KDL0705	白色念珠菌 CMCC(F)98001	10 ⁵ -10 ⁶ cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400
 KDL0707	白色念珠菌 CMCC(F)98001	10 ⁷ -10 ⁸ cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400
 KDL0802	黑曲霉 CMCC(F)98003	110-1100cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	300
 KDL0804	黑曲霉 CMCC(F)98003	1100-11000cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400
 KDL0805	黑曲霉 CMCC(F)98003	10 ⁵ -10 ⁶ cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400
 KDL0807	黑曲霉 CMCC(F)98003	10 ⁷ -10 ⁸ cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400
 KDL1502	神秘伯克霍尔德菌CMCC(B)23010	110-1100cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	300
 KDL1504	神秘伯克霍尔德菌CMCC(B)23010	1100-11000cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400
 KDL1505	神秘伯克霍尔德菌CMCC(B)23010	10 ⁵ -10 ⁶ cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400
 KDL1507	神秘伯克霍尔德菌CMCC(B)23010	10 ⁷ -10 ⁸ cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400
 KDL1602	新洋葱伯克霍尔德菌CMCC(B)23006	110-1100cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	300
 KDL1604	新洋葱伯克霍尔德菌CMCC(B)23006	1100-11000cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400
 KDL1605	新洋葱伯克霍尔德菌CMCC(B)23006	10 ⁵ -10 ⁶ cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400
 KDL1607	新洋葱伯克霍尔德菌CMCC(B)23006	10 ⁷ -10 ⁸ cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400
 KDL1902	洋葱伯克霍尔德菌 CMCC(B)23005	110-1100cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	300
 KDL1904	洋葱伯克霍尔德菌 CMCC(B)23005	1100-11000cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400
 KDL1905	洋葱伯克霍尔德菌 CMCC(B)23005	10 ⁵ -10 ⁶ cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400
 KDL1907	洋葱伯克霍尔德菌 CMCC(B)23005	10 ⁷ -10 ⁸ cfu/支	用于培养基检测及阳性菌使用	400

3.3 菌种保存管（无菌）

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
 KM0287	瓷珠菌种保存管	20支	用于菌种保存使用	300
 KS0086	菌种保存管（液体）	0.5ml*20支	用于菌种保存使用	80
 KS0092	菌种保存管（半固体）	1.5ml*20支	用于菌种保存使用	80

(四) 培养基原料

4.1 生化原料

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价 (元)
KR001	蛋白胨	200g、生化级	用于微生物培养基的基础原料，主要提供有机氮源	60
KR001A	蛋白胨	1kg、生化级	用于微生物培养基的基础原料，主要提供有机氮源	120
KR002	牛肉浸粉	200g、生化级	用于培养基原料，富含糖类、有机氮、水溶性维生素及无机盐	150
KR002A	牛肉浸粉	1kg、生化级	用于培养基原料，富含糖类、有机氮、水溶性维生素及无机盐	540
KR003	胰酪蛋白胨	200g、生化级	其含氨基酸比较齐全，特别是色氨酸的含量比较高	120
KR003A	胰酪蛋白胨	1kg、生化级	其含氨基酸比较齐全，特别是色氨酸的含量比较高	330
KR004	大豆蛋白胨	200g、生化级	含有丰富的碳水化合物、氮源和维生素，尤其是维生素B1含量较高	90
KR00A	大豆蛋白胨	1kg、生化级	含有丰富的碳水化合物、氮源和维生素，尤其是维生素B1含量较高	240
KR005	酵母浸粉	200g、生化级	酵母浸粉富含B族维生素，有机氮以及碳水化合物，为微生物生长提供生长因子、氮源等	80
KR005A	酵母浸粉	1kg、生化级	酵母浸粉富含B族维生素，有机氮以及碳水化合物，为微生物生长提供生长因子、氮源等	180
KR006	细菌学琼脂粉	25kg/桶、700凝胶强度、生化级	培养基原料，为培养基凝固剂	18000
KR006-2	细菌学琼脂粉	500g/瓶、700凝胶强度、生化级	培养基原料，为培养基凝固剂	400
KR006-3	细菌学琼脂粉	200g、700凝胶强度、生化级	培养基原料，为培养基凝固剂	200
KR006A	细菌学琼脂粉	25kg/桶、800凝胶强度、生化级	培养基原料，为培养基凝固剂	17000
KR006A-2	细菌学琼脂粉	500g/瓶、800凝胶强度、生化级	培养基原料，为培养基凝固剂	360
KR006A-3	细菌学琼脂粉	200g/瓶、800凝胶强度、生化级	培养基原料，为培养基凝固剂	180
KR006B	细菌学琼脂粉	25kg/桶、900凝胶强度、生化级	培养基原料，为培养基凝固剂	16500
KR006B-2	细菌学琼脂粉	500g/瓶、900凝胶强度、生化级	培养基原料，为培养基凝固剂	350
KR006B-3	细菌学琼脂粉	200g/瓶、900凝胶强度、生化级	培养基原料，为培养基凝固剂	170
KR007	酸水解酪蛋白胨	200g、生化级	提供微生物生长所需氮源，为培养基原材料	150
KR007A	酸水解酪蛋白胨	1kg、生化级	提供微生物生长所需氮源，为培养基原材料	420
KR009	麦芽浸粉	200g、生化级	培养基原料，其主要成分为碳水化合物和含氮物质，适宜于真菌的培养	230
KR009A	麦芽浸粉	1kg、生化级	培养基原料，其主要成分为碳水化合物和含氮物质，适宜于真菌的培养	640
KR010	牛心浸粉	200g、生化级	培养基原料，为营养苛求的微生物提供丰富的营养成分；此外牛心浸粉中含有较多的不饱和脂肪酸，故可吸收培养基中的氧，有利于厌氧菌的生长。	400
KR010A	牛心浸粉	1kg、生化级	培养基原料，为营养苛求的微生物提供丰富的营养成分；此外牛心浸粉中含有较多的不饱和脂肪酸，故可吸收培养基中的氧，有利于厌氧菌的生长。	1160
KR011	玉米浸粉	200g、生化级	培养基原料，为微生物提供丰富的营养成分	900
KR011A	玉米浸粉	1kg、生化级	培养基原料，为微生物提供丰富的营养成分	3000
KR012	马铃薯浸粉	200g、生化级	培养基原料，为微生物提供丰富的营养成分	780
KR012A	马铃薯浸粉	1kg、生化级	培养基原料，为微生物提供丰富的营养成分	2600
KR016	大豆卵磷脂	200g、生化级	培养基原料，用在培养基中为乳化、分散剂；还能中和季铵盐	850
KR016A	大豆卵磷脂	1kg、生化级	培养基原料，用在培养基中为乳化、分散剂；还能中和季铵盐	1700

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
 KR017	豚蛋白胨	200g、生化级	培养基原料，为微生物提供丰富的营养成分	160
 KR017A	豚蛋白胨	1kg、生化级	培养基原料，为微生物提供丰富的营养成分	360
 KR020	牛胆盐	200g、生化级	用于抑制革兰氏阳性菌的生长	650
 KR020A	牛胆盐	1kg、生化级	用于抑制革兰氏阳性菌的生长	1300
 KR021	猪胆盐	200g、生化级	用于抑制革兰氏阳性菌的生长	175
 KR021A	猪胆盐	1kg、生化级	用于抑制革兰氏阳性菌的生长	650
 KR023B	细菌学琼脂粉（进口）	20kg/瓶、900强度、生化级	用于培养基的凝固剂、或食品中的增稠剂等	6800
 KR023B-2	细菌学琼脂粉（进口）	500g/瓶、900强度、生化级	用于培养基的凝固剂、或食品中的增稠剂等	300
 KR023B-3	细菌学琼脂粉（进口）	200g/瓶、900强度、生化级	用于培养基的凝固剂、或食品中的增稠剂等	150

4.2 工业发酵原料

货号	产品名称	规格	产品说明及用途	销售价（元）
 KR024	牛肉浸粉	1kg、工业发酵级	用于工业发酵原料，为微生物生长提供氮源	390
 KR024A	牛肉浸粉	10kg、工业发酵级	用于工业发酵原料，为微生物生长提供氮源	1800
 KR024B	牛肉浸粉	20kg、工业发酵级	用于工业发酵原料，为微生物生长提供氮源	3300
 KR025	酵母浸出粉	1kg、工业发酵级	用于工业发酵原料，提供微生物生长因子	140
 KR025A	酵母浸出粉	10kg、工业发酵级	用于工业发酵原料，提供微生物生长因子	1000
 KR025B	酵母浸出粉	20kg、工业发酵级	用于工业发酵原料，提供微生物生长因子	1900
 KR026	酵母浸膏	1kg、工业发酵级	用于工业发酵原料，提供微生物生长因子	90
 KR026A	酵母浸膏	10kg、工业发酵级	用于工业发酵原料，提供微生物生长因子	400
 KR026B	酵母浸膏	20kg、工业发酵级	用于工业发酵原料，提供微生物生长因子	750
 KR027	大豆蛋白胨	1kg、工业发酵级	用于工业发酵原料，为微生物生长提供氮源	160
 KR027A	大豆蛋白胨	10kg、工业发酵级	用于工业发酵原料，为微生物生长提供氮源	1000
 KR027B	大豆蛋白胨	20kg、工业发酵级	用于工业发酵原料，为微生物生长提供氮源	1900
 KR028	牛肉浸膏	1kg、工业发酵级	用于工业发酵原料，为微生物生长提供氮源和生长因子	240
 KR028A	牛肉浸膏	10kg、工业发酵级	用于工业发酵原料，为微生物生长提供氮源和生长因子	1400
 KR028B	牛肉浸膏	20kg、工业发酵级	用于工业发酵原料，为微生物生长提供氮源和生长因子	2400
 KR031	蛋白胨（牛骨）	1kg、工业发酵级	用于工业发酵原料，提供微生物生长所需氮源	40
 KR031A	蛋白胨（牛骨）	10kg、工业发酵级	用于工业发酵原料，提供微生物生长所需氮源	400
 KR031B	蛋白胨（牛骨）	20kg、工业发酵级	用于工业发酵原料，提供微生物生长所需氮源	800

(五) 微生物检测用试剂耗材仪器

5.1 实验室检测用耗材

产品图片	货号	产品名称	产品说明及用途	单位	售价 (元)
MCE 无菌微孔滤膜					
	KH4547	MCE 无菌微孔滤膜	0.45um*47mm 100片/盒 (格栅)	盒	240
	KH4550	MCE 无菌微孔滤膜	0.45um*50mm 100片/盒 (格栅)	盒	240
	KH4548	MCE 无菌微孔滤膜	0.45um*47mm 100片/盒 (白膜)	盒	240
	KH4552	MCE 无菌微孔滤膜	0.45um*50mm 100片/盒 (白膜)	盒	240
一次性培养皿					
	KH1691	一次性培养皿	90mm、10皿/包 50包/箱 辐照灭菌	箱	300
	KH1692	一次性培养皿	90mm、10皿/包 50包/箱 U灭菌	箱	300
	KH1693	一次性培养皿	90mm 、20皿/包 25包/箱 辐照灭菌	箱	300
	KH1696	一次性培养皿	90mm 、20皿/包 25包/箱 U灭菌	箱	300
	KH1271	一次性培养皿	70mm 、10皿/包 80包/箱 辐照灭菌	箱	700
	KH1656	一次性培养皿	55mm、20皿/包 48包/箱 辐照灭菌	箱	960
玻璃培养皿					
	KH0090	玻璃培养皿	φ 90mm 120套/箱	套	8
一次性无菌涂布棒/接种环					
	KH1000	一次性无菌涂布棒	L型、独立包装 50支/包 辐照灭菌	支	1
	KH1010	一次性无菌接种环	10 μ L 独立包装 50支/包 EO灭菌	支	1
	KH1001	一次性无菌接种环	1 μ L 独立包装 50支/包 EO灭菌	支	1
无菌转移袋					
	KS0079	平皿无菌转移袋 (配套)	5个/包 辐照灭菌	包	10
	KS0080	接触皿无菌转移袋 (配套)	5个/包 辐照灭菌	包	10
无菌水样采集袋					
	KH0091	200ml 无菌水样采集袋	10只*10包/箱 双层真空包装 辐照灭菌	只	4
	KH0092	500ml 无菌水样采集袋	10只*10包/箱 双层真空包装 辐照灭菌	只	4.8
	KH0093	200ml 无菌水样采集袋 (含0.16mg硫代硫酸钠)	10只*10包/箱 双层真空包装 辐照灭菌	只	4
	KH0094	500ml 无菌水样采集袋 (含0.4mg硫代硫酸钠)	10只*10包/箱 双层真空包装 辐照灭菌	只	5

5.2 实验室小型仪器设备

红外灭菌器



KH0014



KH0035

参数名称	基本参数	单位	售价（元）
产品型号	KH-14	台	电询
	KH-35		
中心区最高温度	825℃ ± 50℃		
最大消毒物品外径	φ 14mm		
	φ 35mm		
加温区总长	150mm		
	100mm		
尺寸	90mm × 160mm × 195mm		
	90mm × 140mm × 225mm		
净重	1.3kg		
	1.5kg		
用途	用于接种环、接种针等小型物品的高温消毒		电询

旋涡混匀仪



KH0002

参数名称	基本参数	单位	售价（元）
产品型号	KH-Vortex	台	电询
周转直径	4mm		
速度范围	0-2800rpm		
运行方式	点动/连续		
功率	60W		
外观尺寸	170mm × 120mm × 140mm		
用途	用于环境监测、医疗卫生、石油化工、食品、冶金等各类大专院校、科研和生产企业的实验室、化验室作混合匀合、萃取之用，用于对液体进行搅拌。		

尘埃粒子计数器 28.3L



KH0003

参数名称	基本参数	单位	售价（元）
产品型号	KH-T310	台	电询
采样量	28.3L/min ± 5% （ 1 CFM ）		
测量粒径范围（um）	0.3 μ m,0.5 μ m,1 μ m,3 μ m,5 μ m,10 μ m		
粒子浓度示值误差	≤ ± 10% @0.5 μ m		
粒径分布误差	± 30% @ 0.5 μ m, 5 μ m		
自净时间	≤10min		
屏幕显示	1280×720VGA，7 寸 TFT 彩色触摸屏 中英文版切换		
光源	日本原装激光二极管（寿命>30000h）		
风机	国产优质风机噪声小，无振动，连续工作稳定		

浮游菌采样器



KH0004

参数名称	基本参数	单位	售价 (元)
产品型号	FKC-1	台	电询
采样流量	100L/min $\pm$ 5%		
采样体积	1-9999L (0.01-9.999m ³) 可设置		
撞击速率	10.8m/s		
采样头	ϕ 0.7 微孔, 降低减少细菌重叠 降低微生物计数错误		
培养皿	ϕ 90*15mm 标准通用培养皿		
工作电压	DC14.8V/2A		
电池续航	可连续工作 7 小时以上		

风量仪



KH0005

参数名称	基本参数	单位	售价 (元)
产品型号	FLY-1 含支架	台	电询
基本功能	内置式锂电池可持续工作达 30 小时		
测量范围	100 ~ 3500m ³ /h		
相对误差	满量程 $\pm$ 5%F.S		
自身阻力	$\leq$ 5Pa		
自动储存	1000 个风口的风量值		

生物显微镜 (双目)



KH0006

参数名称	基本参数	单位	售价（元）
产品型号	XSP-2C	台	电询
平场目镜	WF10X/ ϕ 18mm；WF16X/ ϕ 11mm		
观察镜筒	双目镜筒		
适配镜	1X		
消色差物镜	4X/0.10/37.5；10X/0.25/7.31； 40X/0.65/0.63；100X/1.25/0.18		
放大倍率	40X-1600X		
机械筒长	160mm		
聚光镜数值孔径（NA）	0.85		
同轴粗微动调焦机构	调焦范围 15mm，微动格值 0.002mm		
双层机械工作台	135mm×135mm		
纵向移动范围：76mm 横向移动范围：50mm 游标格值：0.1mm			
用途	广泛用于生物学、细菌学、组织学、药物化学等研究所工作，在医疗中可进行临床试验，在学校实验室可供教学之用。采用双目镜筒及人工照明，照明可连续调节亮度，双目镜筒可360度自由转动。		

超微量核酸蛋白测定仪



KH0008

参数名称	基本参数	单位	售价（元）
产品型号	KH-nano-800+	台	电询
产品简介	7寸电容触摸屏，仅需0.2~2ul的微量样品即可进行纯度与浓度测量，样品可回收。新增OD600光路检测系统，新的比色皿模式，方便微生物等培养液浓度的检测。极快的检测速度，每个样品可在3秒内测试完成。内置热敏打印机直接打印报告。可通过USB闪存、SD-RAM卡输出，便于数据的分析和保存。荧光检测功能（选配），兼容常见荧光定量试剂。		
用途	主要用来检测核酸浓度和蛋白质的纯度		

干式恒温器(金属浴)



KH0011

参数名称	基本参数	单位	售价（元）
产品型号	KH100-2	台	电询
控温范围	室温+5℃~160℃		
控温精度	±0.5℃（@40℃）±1℃（@120℃）		
温度均匀性	±0.5℃		
显示精度	0.1℃		
定时范围	1~99h59min/∞		
升温时间	≤15分钟（25℃至160℃）		
模块数量	2		
功率	500W		
电压规格	220V 50/60Hz		
尺寸	260*220*100 mm		
重量	5.5kg		
用途	广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等各类生化样品恒温孵育流程。		

真空密封度测试仪（含泵）



KH0036

参数名称	基本参数	单位	售价（元）
产品型号	KH-3A	台	电询
真空指示范围	0~-100kba，显示分辨率0.1kba。外配真空泵原则上抽取至超过-75kpa时，会损坏真空泵，请即时停机。		
计时控制范围	0~9999秒；0~9999分钟；0~9999小时任意调节，显示分辨率1秒，试验设置3分钟即可。		
用途	主要适用于食品、制药、医疗器械、日化、汽车、电子元器件、文具等行业的包装袋、瓶、管、罐、盒等的密封试验。		

参数名称

基本参数

电子万能试验机（数显单臂系列）

电子万能试验机（微机双臂系列）不含电脑



KH0024



KH0027



KH0034



KH0044

产品型号	KH-X500	KH-X5000	KH-D5000	KH-S1KN
最大试验力	500N	5000N	5000N	1KN
试验力级别	1级	1级	0.5级	0.5级
试验力测量范围	2%--100%FS	2%--100%FS	1%~100%FS（满量程）	1%~100%FS（满量程）
试验力示值误差	优于示值±1%	优于示值±1%	示值的0.5%以内	示值的0.5%以内
试验力分辨率	1/300000		最大试验力的±1/300000 全程不分档，且全程分辨率不变	
横梁位移测量精度	分辨率高于0.01mm		/	
试验速度范围	0.1—500mm/min,无级调速		/	
安全保护装置	机械限位保护和软件过载保护		/	
试验空间	650mm（可根据用户需求定做）		/	
工作环境	室温-35℃,相对湿度不超过80%		/	
变形测量范围	/		0.2%~100%FS	
变形示值误差	/		示值的±0.5%以内	
位移分辨率	/		0.01mm	
位移速率调节范围	/		0.01~500mm/min	
有效试验宽尺寸	/		/	400mm
有效拉伸行程	/		650mm（带夹具行程） （可根据用户需求定做）	750mm（可根据用户需求定做）
有效压缩行程	/		730mm（带夹具行程） （可根据用户需求定做）	950mm（可根据用户需求定做）
主机尺寸	470×470×1210mm		470*1210*470mm （可订制尺寸）	750*540*1750mm（可订制尺寸） 750*540*2150mm（加工作柜）
重量	约90kg		约90kg	约200kg
整机电源	单相,220V±10%,50Hz;400w		单相220±10%VAC 频率50Hz, 500W	220±10%VAC 频率50Hz, 1.5kW
货号	KH0024	KH0027	KH0034	KH0044
用途	主要适用于塑料薄膜、复合膜、软质包装材料、胶粘剂、胶粘带、不干胶、橡胶、纸张等产品的拉伸、剥离撕裂等性能测试，是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。			适用于测定各种材料在拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离、穿刺等状态下的力学性能及有关物理参数。
单位	台	台	台	台
价格	电询	电询	电询	电询

5.3 全自动培养基分装系统

全自动培养基制备器 一键灭菌制备 10~120L 培养基



CK010



CK022



CK060



CK120

参数名称	基本参数			
产品型号	CK-10L	CK-22L	CK-60L	CK-120L
容量	10L	22L	60L	120L
腔体尺寸	Φ290mm*210mm	Φ295mm*425mm	Φ400mm*600mm	Φ500mm*750mm
提桶尺寸	Φ280mm*175mm	Φ280mm*385mm	Φ380mm*550mm	Φ470mm*710mm
加热功率	220V-3.0KW50/60Hz 13.6A	380V-6.6KW 50/60Hz 13.2A	380V-12KW 50/60Hz 24A	380V-24KW 50/60Hz 48A
外形尺寸	600mm*510mm*430mm	560mm*490mm*500mm	680mm*630mm*850mm	770mm*730mm*1200mm
压力容器制造许可证	无需压力容器制造许可证		《中华人民共和国特种设备制造监督检验证书》 《压力容器产品合格证》	
培养基制备腔室内采用耐腐蚀软体PT-100温度探头，方便置放内桶；采用补压式水冷系统，能维持快速降温时的腔体压力。				

操作高度安全
灭菌开始前，设备程序自动检查整个系统的气密性。

冷却快速温和
冷却系统采用高效的板式热交换器。

快速均匀加热
快速均匀加热，灭菌可靠。

智能恒温分装
物料添加口可以方便及安全地添加配套试剂。

灭菌数据记录
提供需要用于数据记录的需求。

清洁和维护
刷洗和夹层水换水可一键排出。



参数名称	基本参数	参数名称	基本参数	参数名称	基本参数	单位	售价（元）
锅体材质	SUS304	温度偏移	0.2℃	物料添加口	Φ35mm	台	来电咨询
灭菌温度	105-125℃ 设计最高温度126℃	时间设定精度	0.1min	磁力搅拌	0rpm~150rpm 可调		
分装温度	室温-70℃，恒温分装	设计压力	0.22Mpa	最大工作压力	0.165Mpa		
水浴温度	<100℃	额定工作压力	0.135Mpa	腔体灭菌水	纯化水，可选自动进水(压力不小于 0.3MPa) 高低水位报警		
温度精度	± 1.0℃	分装端口	Φ25mm	进出口	1/2外螺纹接头内径8mm以上软管		

KC900 全自动培养基分装仪

符合 GMP/ISO 要求

产品体积 700*480*980mm

1

提供理想方案

KC900 分装仪支持多种选项，可为最复杂的应用提供理想的分装方案；选配外置泵可用于在线补充添加剂和配套试剂。

2

兼顾试管分装

该全自动系统每次可装载多达3个试管架（可根据客户需求定制试管架）。对于不同直径的试管架也可以简单、高效的同时分装。

3

行业广泛运用

应用于生物技术、制药、食品、诊断试剂等领域，适用于检验机构，实验室，食品加工等行业的微生物培养基半固体/液体灌装。

4

规范性建立

本机适用于多种规格平板培养基，多种试剂管的灌装以及应用。减少人为污染的可能，最大限度上保证培养基的无菌性稳定性、均一性。



参数名称	基本参数	参数名称	基本参数	单位	售价（元）
产品型号	KC-900	配套制备器	10L 22L 60L 120L	台	来电咨询
主要材质	SUS304	配套分装瓶	3L 5L		
最大装载量	400个90mm平皿	仪器重量	57.8kg		
灌装速度	900个/hour	仪器功率	220V、50Hz、500W		
报告打印	可	最大流量	2000ml/min		
双格/三格皿分装	可	震荡旋转	都有，参数可调节		
试管分装	可	外置动力气源	无需		

选配项目（部分）

70mm培养皿灌装套装
试管类灌装套装
在线冷却单元
在线打码单元(喷墨/激光)
FFU百级层流罩
在线血平板灌装套装
在线“倾注法”加样灌装套装
双格/三格皿分装

产品特点

触摸屏自动操作系统，PLC 控制，多层密码的数字管理，分装灌装过程有多个传感器感应检测，整个过程无需操作人员参与。可预设灌装量的一键校准等功能。灌装结束后可通过打印机直接打印操作记录，符合 GMP/ISO 等体系的审计追踪要求。

KC900 全自动培养基分装解决方案



（六）微生物技术服务

6.1 微生物检测方法学建立

服务项目	项目说明
无菌的药品、生物制品、医疗器械无菌检查方法适用性验证	根据药典通则<1101>，建立产品无菌检查方法
非无菌产品微生物限度检查：微生物计数法适用性验证	根据药典通则<1105>，建立非无菌产品需氧菌总数、霉菌酵母菌总数检查方法
非无菌产品微生物限度检查：控制菌检查法适用性验证	根据药典通则<1106>，建立非无菌产品控制菌检查方法
药品抑菌效力检查	根据药典通则<1121>，建立抑菌效力测定方法
细菌内毒素检查方法（凝胶法）	根据药典通则<1143>，建立细菌内毒素测定方法

6.2 样品微生物学确证实验

服务项目	项目说明
无菌的药品、生物制品、医疗器械无菌检查方法适用性确证	根据药典通则<1101>，进行产品无菌检查方法确认
非无菌产品微生物限度检查：微生物计数法适用性确证	根据药典通则<1105>，进行非无菌产品需氧菌总数、霉菌酵母菌总数检查方法确认
非无菌产品微生物限度检查：控制菌检查法适用性确证	根据药典通则<1106>，进行非无菌产品控制菌检查方法确认
药品抑菌效力检查方法确证	根据药典通则<1121>，进行抑菌效力测定方法确认
细菌内毒素检查方法（凝胶法）确证	根据药典通则<1143>，进行细菌内毒素测定方法确认

6.3 微生物快速鉴定（MALDI-TOF MS法）

Kinghunt Microbe i4000 飞行时间质谱仪

一机多用

快 | 分钟/秒级鉴定速度（药品、医疗器械、食品）

准 | 精准物种鉴定，筛查国标菌株

源 | 明确污染来源，区分环境/人员/物料污染菌，定位产线环节

全 | 覆盖原料、环境、过程、成品生产全链条

深 | 科研级溯源，追踪耐药性、建立菌株库





精准筛查菌株图谱
精准筛查SN/T国标9大类食源致病菌，快速比对原料、加工环境与成品的菌株图谱，明确污染来源。



快速鉴定产线菌落
快速鉴定药品生产线上的未知菌落，精准回溯其污染来源，为无菌药品的零污染目标提供黄金时间级的鉴定保障。



分钟级同源性分析
分钟级鉴定医疗器械表面“幸存菌”或制程污染菌种属并进行同源性分析，快速定位生产、包装环节的污染短板。

6.4 检测人员实操培训



根据您的需求，定制培训形式和方案

24H技术服务热线：18136507908，工程师可预约上门技术服务！

微生物限度检查

微生物无菌检查

抑菌效力方法学建立

培养基方法学适用性试验

基本微生物检测实操

洁净区/室日常监测操作

菌种的保存、使用

细菌内毒素检测方法

纯化水微生物检测

6.5 洁净区的设计与造价咨询



(七) 专业仪器设备

环境监测设备



激光尘埃粒子计数器



风量罩




浮游菌采样器

光谱系列



AA-7090
原子吸收分光光度计



ICP-7760HP型
全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪



GBC Cintra 1010/2020/3030/4040
紫外-可见分光光度计



FTIR-650
傅里叶变换红外光谱仪

质谱系列



Kinghunt Microbe i4000
飞行时间质谱仪



GC-MS 3250 型
气相色谱质谱联用仪



GCxGC TOF MS 3300
全二维气相色谱
飞行时间质谱联用仪



OptiMass 9600型
电感耦合等离子体飞行时间质谱仪

色谱系列



GC-4100
气相色谱仪



GC-4200
气相色谱仪




IC-2800
离子色谱仪




LC-5520
高效液相色谱仪

微生物检测整体解决方案



全国办事处 | NATIONAL OFFICE



西北大区

新疆-乌鲁木齐办事处

西南大区

四川-成都办事处

华北大区

天津-天津办事处

华中大区

湖南-长沙分公司

华南大区

广东-珠海办事处

东北大区

辽宁-沈阳办事处

华东大区

江苏-南通: 全国运营中心

CONTACT US



江苏省南通市
崇川区兴福路29号1栋



0513-85596088



info@kinghunt.cn

www.kinghunt.cn

Kinghunt®
BIOLOGICAL



关注凯恒生物
获悉更多精彩



凯恒公众号



1688商城