

志贺氏菌增菌肉汤-新生霉素

Shigella Enrichment Broth With Novobiocin

用于食品检验中志贺氏菌选择性增菌。

货号：K0689-250g



1、适用范围

应用	类别
选择性增菌	志贺氏菌

2、原理和用途

胰蛋白胨提供微生物生长所必需的是氮源、维生素、矿物质和氨基酸等；磷酸盐作为缓冲剂；氯化钠维持均衡的渗透压；葡萄糖提供碳源；吐温 80 是中和剂；新生霉素可抑制革兰氏阳性菌生长。

3、配方（g/L）

胰蛋白胨	20.0g
磷酸氢二钾	2.0g
磷酸二氢钾	2.0g
氯化钠	5.0g
葡萄糖	1.0g
吐温 80	1.5g
最终 pH 值（25℃）	7.0±0.2

4、配制方法

称取本品 31.5g，置于 1L 纯化水中。加热搅拌至完全溶解，分装三角瓶，每瓶 225ml，121℃ 高压灭菌 15min，冷至 50-55℃时，每 225ml 培养基中加入 1 支无菌新生霉素溶液（含新生霉素 125ug），混匀，备用。

5、质量控制

测试项目	标准指标
外观	粉末状
干粉颜色	淡黄色
制备好培养基颜色	淡黄色透明液体
最终 pH 值（25℃）	7.0±0.2

6、微生物测试

根据 GB 标准检测：福氏志贺氏菌和金黄色葡萄球菌。

质控菌株及编号	生长情况
福氏志贺氏菌 CMCC(B)51572	在 XLD 上 > 10CFU，无色至粉红色，半透明菌落
金黄色葡萄球菌 ATCC6538	在 TSA 上 < 100CFU
备注：接种计数培养基使用 TSA 参比培养基；	

接种条件：目标菌 10CFU-100CFU；非目标菌 1000CFU-5000CFU；

培养条件：41.5±1℃/16-20h，厌氧培养。

7、储存条件

常温、密封、干燥、避光处；

保质期三年。

8、参考标准

GB 4789.28-2024 食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂质量要求

GB 4789.5-2012 食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验

9、注意事项

称取培养基时，请做好必要的防护措施，以免引起身体不适。

培养基应置于避光（避免日光直射）、干燥处保存，使用后应立即旋紧瓶盖，以免吸潮结块。

使用后的培养基应在 121℃ 下高压灭菌 30 分钟后处理。

产品质检报告可以登录凯恒生物官方网站 <http://www.kinghunt.cn> 下载或随货纸质复印件。

本品不得用于临床检测。

核准日期：2026 年 03 月 16 日

更多产品信息与订购请联系我们！

地址：江苏省南通市兴福路 29 号

电话：0513-85596088

邮箱：info@kinghunt.cn

官网：www.kinghunt.cn



南通凯恒生物微信公众号