

马铃薯葡萄糖琼脂培养基（PDA）产品说明

【基本信息】

基本信息	
产品名称	马铃薯葡萄糖琼脂培养基（PDA）
产品货号	K0008
产品规格	250g
灭菌方式	湿热灭菌
产品用途	用于霉菌、酵母菌计数。
储存条件	常温、密封、干燥、避光处
产品有效期	3年

【使用方法】

称取本品 46.0g，置于 1L 纯化水中，加热搅拌至完全溶解，摇匀分装，115℃ 高压灭菌 20min，备用。

【质量控制】

微生物灵敏度检测	质控菌株及编号	接菌量 (cfu)	回收率 (%)	菌落特征/生化反应
	白色念珠菌 CMCC(F)98001	10-100	≥70	乳白色菌落
	黑曲霉 CMCC(F)98003	10-100	≥70	白色菌丝，见黑色孢子
	备注：20~25℃ 培养 5-7d。			

【注意事项】

- 1、产品贮存于常温、密封、干燥、避光处，未开封产品保质期 36 个月。开封后未使用完的干粉根据存放条件的不同保质时间存在一定的差异。
- 2、使用前查看，产品包装是否完整。
- 3、使用后的培养基应在 121℃ 下高压灭菌 30 分钟后处理。
- 4、质检报告可以登录凯恒生物网站 <http://www.kinghunt.cn> 下载,或随货纸质复印件。
- 5、本品不得用于临床检测。



南通凯恒生物科技发展有限公司

更多产品信息与订购请联系我们!

地址: 江苏省南通市兴福路 29 号

电话: 0513-85596088

邮箱: info@kinghunt.cn

官网: www.kinghunt.cn



南通凯恒生物微信公众号